




KANJO

Badlift

Gebruikshandleiding versie 6.1












3









DIETZ GROUP DIETZ GmbH
Reutäckerstrasse 12
76307 Karlsbad - DE

16 **TYP** Modell
15 **REF** XXXXXX
14 XXXXXX
13 YYY-MM-DD
12 **SN** BLVXXXXXXXXXX
11 **UDI** 10,5 kg
10 (01)0XXXXXXXXXXXXX
(10)XXXXXX
(11)YYMMDD
(21)BLVXXXXXXXXXXXX

1 XXX kg
2
3
4
5 YYY-MM-DD
6 XX,X VDC/6A
7
8
9

0=90%
I=10%





Inhoudsopgave

1	Algemene opmerkingen	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Beoogd gebruik	5
1.3	Beoogde gebruikers	5
1.4	Beoogde gebruikslocatie	5
1.5	Indicatie	5
1.6	Contra-indicatie	5
1.7	Recycling	5
1.8	CE-markering	5
1.9	Hergebruik / herstel	6
1.10	Levensduur	6
2	Veiligheidsinstructies.....	6
2.1	Waarschuwingen en symbolen	6
2.2	Algemene veiligheidsinformatie.....	6
2.3	Veiligheidsinformatie over elektromagnetische compatibiliteit	7
3	Omschrijving	7
3.1	Leveringsomvang	7
3.2	Accessoires	7
3.3	Typeplaatje	7
3.4	Technische gegevens.....	8
4	Transport en opslag	9
5	Badlift in gebruik nemen.....	9
5.1	Accu van de afstandsbediening laden.....	9
5.2	Zuigvoeten monteren.....	9
5.3	Zitmodule in de badkuip opbouwen.....	9
5.4	Rugleuning monteren	10
5.5	Controle voor gebruik	10
6	Badlift bedienen.....	11
6.1	Afstandsbediening	11
6.2	Zitting optillen	11
6.3	Zitting laten zakken.....	11
6.4	NOODSTOP-functie	11
7	Baden	11
8	Badlift demonteren.....	12
9	Storingen oplossen	12
10	Onderhoud en verzorging.....	12
10.1	Reiniging zitmodule en rugleuning	12
10.2	Reiniging afstandsbediening en oplader	13
10.3	Desinfectie	13
10.4	Onderhoud en inspectie	13
11	Accessoires monteren	13
11.1	Zijklepafdekking monteren	13
11.2	Hoogteadapters monteren.....	14
12	Garantie.....	14
13	Aansprakelijkheid.....	14

1 Algemene opmerkingen

1.1 Inleiding

Deze gebruikshandleiding bevat informatie over het veilige en correcte gebruik van de badlift en moet aan de gebruiker van de badlift worden overhandigd.

Voor informatie over de beoogde gebruikers, zie (hoofdstuk 1.3).

Lees de gebruikshandleiding voor ingebruikname van de badlift zorgvuldig door en volg alle instructies, in het bijzonder de veiligheidsinstructies.

Als het volledig begrijpen van deze gebruikshandleiding problemen veroorzaakt, moet een gekwalificeerde persoon (verzorgend of medisch personeel) om ondersteuning worden verzocht. Gebruik de badlift alleen als de instructies en veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding volledig zijn begrepen.

Voor feedback en vragen over de productveiligheid kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met DIETZ GmbH. U vindt onze contactgegevens achteraan in deze gebruikshandleiding. Op onze website zijn de actuele gebruikshandleiding en overige informatie over de badlift te vinden.

Voor personen met een verminderd gezichtsvermogen is een grotere weergave van deze gebruikshandleiding beschikbaar. U vindt deze op www.shop.dietz-group.de als pdf-bestand.

Als er in de tekst naar afbeeldingen wordt verwezen, dan zijn de verwijzingen als volgt opgebouwd: (**afbeelding 3,1**) betekent positie 1 in afbeelding 3

1.2 Beoogd gebruik

De badlift is uitsluitend bedoeld voor het baden van personen in de badkuip. Hiervoor moet nog voldoende lichaamsbeheersing over de romp en voldoende functie in de extremiteiten aanwezig zijn.

Elk ander gebruik is niet toegestaan.

1.3 Beoogde gebruikers

Tot de beoogde gebruikers behoren personen met mobiliteitsbeperkingen, bijv. aan de benen en/of heupen (=patiënt).

Bij het gebruik zonder begeleider moet de patiënt in staat zijn om zelf goed evenwicht te houden.

Tot de beoogde gebruikers kan ook verzorgend of medisch personeel behoren, dat de badlift bedient. Sterk mindervalide personen mogen alleen onder toezicht van een verzorger de badlift gebruiken.

De badlift mag niet door kinderen worden gebruikt. De badlift is niet geschikt voor personen die kleiner dan 146 cm zijn of die minder dan 40 kg wegen (BMI < 17).

1.4 Beoogde gebruikslocatie

Omgevingen waar de badlift wordt ingezet zijn bejaarden- en verzorginstehuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en huishoudens.

1.5 Indicatie

Het gebruik van de badlift is geïndiceerd bij:

- Beschadigde onderste en bovenste extremiteiten met beperkte of deels opgeheven bewegelijkheid en spierkracht
- Beschadigingen van de vestibulaire functies met neiging tot vallen (evenwichtsstoornissen)
- Beschadiging van spierfuncties met voldoende behoud van rompstabiliteit

1.6 Contra-indicatie

De badlift mag niet worden gebruikt bij:

- Waarnemingsstoornissen
- Sterke evenwichtsstoornissen
- Onvermogen tot zitten
- Een gebruikersgewicht van meer dan 140 kg danwel 170 kg (uitvoering XL)
- Een lengte van <146 cm en/of een lichaamsgewicht van <40 kg (BMI <17)

1.7 Recycling

De verwijdering en recycling van gebruikte apparaten en verpakkingen moet voldoen aan de lokaal geldende voorschriften.

Het product bestaat uit recyclebare materialen en voldoet aan de voorschriften van de WEEE-richtlijn en de RoHS-richtlijn.

De badlift bevat een oplaadbare lithium-ionen accu. Lithium-ionen accu's bevatten stoffen die gevaar voor het milieu kunnen opleveren. Daarom mogen accu's niet in het normale huisvuil, maar moeten deze volgens de lokaal geldende voorschriften gescheiden worden verwijderd.

1.8 CE-markering

De technische vereisten aan het apparaat zijn vastgelegd in DIN EN ISO 10535 (liften). Deze worden volledig nageleefd. Het product voldoet

aan de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

1.9 Hergebruik / herstel

⚠ WAARSCHUWING Het product moet voor elke gebruikerswissel worden gedesinfecteerd. Dit is belangrijk om kruisbesmetting te voorkomen. Er is infectiegevaar.

De badlift is geschikt om door te geven/opnieuw te gebruiken. Hoe vaak doorgifte mogelijk is, hangt af van de slijtagetoestand van het materiaal en de werking van de betreffende badlift. Vergeet niet bij het doorgeven van het product aan een nieuwe gebruiker of de zorgwinkel alle technische documentatie te overhandigen die nodig is voor een veilig gebruik.

De badlift moet worden gereinigd, gedesinfecteerd en gecontroleerd op beschadigingen en goedgekeurd door een zorgwinkel voordat het wordt hergebruikt.

De DIETZ Group biedt in Duitsland voor de voorbereiding voor hergebruik conform MDR een professionele hygiënische reinigingsservice aan. Meer informatie kan worden opgevraagd via kundenservice@dietz-group.de.

1.10 Levensduur

De badlift is bij beoogd gebruik en uitvoering van **alle** onderhouds- en inspectie-intervallen ontwikkeld voor een levensduur van 5 jaar.

Langer gebruik of het uitvoeren van een inspectie/revisie van het product is na deze periode voor de verantwoordelijkheid en naar inschatting van de gebruiker.

2 Veiligheidsinstructies

2.1 Waarschuwingen en symbolen

De waarschuwingen in deze gebruikshandleiding zijn ingedeeld in de categorieën „Waarschuwing”, „Voorzichtig” en „Attentie”.

⚠ WAARSCHUWING kenmerkt een mogelijk gevaarlijke situatie. Het niet navolgen van de instructie kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG kenmerkt een mogelijk gevaarlijke situatie. Het niet navolgen van de instructie kan letsel veroorzaken.

⚠ ATTENTIE kenmerkt een mogelijk gevaarlijke situatie. Het niet navolgen van de instructie kan het product beschadigen.

2.2 Algemene veiligheidsinformatie

De badlift is uitsluitend bedoeld voor het baden van personen in de badkuip.

De badlift niet als opstaphulp, als steun, als hefplatform of voor vergelijkbare doeleinden gebruiken.

De badlift mag niet door kinderen worden gebruikt (zie hoofdstuk 1.3).

Als de zitting van de badlift omhoog of omlaag beweegt, niet onder de zitplaat of tussen de badrand en de badlift grijpen. Beknellingsgevaar!

De badlift alleen gebruiken in badkuipen die aan de voorgeschreven afmetingen voldoen (zie hoofdstuk 5.3).

Personen met beperkte bewegings- en lichaamsfuncties mogen de badlift alleen onder toezicht gebruiken.

Als het apparaat zonder toezicht wordt gebruikt, moet er voor worden gezorgd dat bij onvoorziene gebeurtenissen (bijv. een fout) een alarmsysteem of telefoon bereikbaar is.

Tijdens het gebruik van de badlift een rustige zithouding aanhouden. Extreme lichaamsbewegingen vermijden.

De badlift niet overbelasten. De informatie op het typeplaatje naleven (zie hoofdstuk 3.3).

De badlift voor ieder gebruik controleren op defecten.

De badlift niet gebruiken als deze defect is.

Bij storingen van de functionaliteit direct contact opnemen met een specialist.

Geen eigenhandige veranderingen of aanpassingen aan de badlift uitvoeren.

Uitsluitend originele onderdelen en accessoires van DIETZ GmbH voor de badlift gebruiken.

Let erop, dat voorwerpen die mee in bad worden genomen (bijv. borstels) niet in de buurt van de hefschaar vast komen te zitten. Als voorwerpen in de buurt van de hefschaar vastzitten: De zitting van de badlift niet verder laten zakken.

Voor elk gebruik de positie van de borgbouten op de spilvergrendeling controleren (zie afbeelding 4).

De aandrijving is beschermd tegen spatwater, maar niet tegen onderdompelen. Aandrijving niet in water onderdompelen.

Afstandsbediening niet in vuur werpen of in de buurt van sterke warmtebronnen bewaren. Explosiegevaar!

Door heet water, straling van de zon of hete lucht kan het oppervlak van het product heet worden. Verbrandingsgevaar!

Ernstige incidenten in samenhang met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.

2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische compatibiliteit

Dit product voldoet aan norm DIN EN 60601-1-2 medische elektrische toestellen deel 1-2 (elektromagnetische compatibiliteit). Neem bij het gebruik toch bijzondere preventiemaatregelen:

in de buurt van de badlift geen mobiele telefoons of andere apparaten gebruiken, die sterke elektrische of elektromagnetische velden opwekken. Dergelijke apparaten kunnen fouten in de badlift veroorzaken en een mogelijk gevaarlijke situatie veroorzaken. Houd met deze apparaten indien mogelijk minstens 2 m afstand van de badlift.

3 Omschrijving

Deze badlift is een elektrisch aangedreven badlift, die als hulpmiddel dient voor personen met beperkte mobiliteit om in een badkuip in te stappen of uit een badkuip te stappen. Met behulp van de afstandsbediening kan de badlift in de badkuip zakken of worden opgetild. Daarnaast kan de kantelingshoek van de rugleuning met de afstandsbediening worden ingesteld. Een accu in de afstandsbediening voorziet de aandrijving van de badlift van stroom.

De badlift is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

- POWER
- ECO
- B-Protect (met antimicrobiële coating)
- XL

3.1 Leveringsomvang

De volgende componenten maken deel uit van de leveringsomvang van de badlift (afbeelding 1):

- 1 Aandrijving
- 2 Rugleuning¹
- 3 Borgbouten spilvergrendeling (2 stuks)
- 4 Hefschaar
- 5 Voeten met zuignap (4 stuks)
- 6 Aandrijfvoet
- 7 Uitsparing voor aandrijfvoet
- 8 Bodemplaaf
- 9 Geleider

- 10 Zijkleppen (2 stuks)
 - 11 Zitplaat¹
 - 12 Oplader
 - 13 Verbindingsstekker
 - 14 Afstandsbediening met spiraalkabel¹
- Gebruikshandleiding (niet afgebeeld)

De afbeelding kan in details afwijken van de daadwerkelijke uitvoering.

¹ Toepassingsonderdeel

3.2 Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de badlift (afbeelding 2):

- 1 Draai- en transferhulp
- 2 Draaihulp
- 3 Hoogteadapter
- 4 Zijklepafdekking

3.3 Typeplaatje

Het typeplaatje (afbeelding 3) is aangebracht op de achterzijde van de rugleuning. Het typeplaatje bevat de volgende informatie (ter illustratie weergegeven):

- 1 Fabrikant / fabrikantsymbool / contactadres
- 2 max. gewicht gebruiker
- 3 Instructies in de gebruikshandleiding opvolgen
- 4 Productiedatum (JJJJ-MM-TT)
- 5 Nominale spanning/nominaal vermogen
- 6 Inschakelduur
- 7 Beschermingstype
- 8 Dit product voldoet aan EU-verordening 2017/745 voor medische hulpmiddelen
- 9 Medical Device / medisch hulpmiddel
- 10 UDI = Unique Device Identifier
 - (01) UDI-DI / GTIN
 - (10) Charge- / batchnummer
 - (11) productiedatum (JJ-MM-TT)
 - (21) Serienummer
- 11 Gewicht zitting en rugunit
- 12 SN = serienummer
- 13 WEE-markering
- 14 Toepassingsdeel van type B
- 15 REF = artikelnummer
- 16 TYP = model

3.4 Technische gegevens

Badlift (afbeelding 9)

Totaal gewicht	11,12 – 11,36 kg ²
Gewicht zitmodule	6,76 kg ²
Gewicht rugmodule	3,63 kg ²
Gewicht afstandsbediening (ECO) ³	0,47 kg ² (0,42 kg ²)
Gewicht zuigvoeten	0,10 – 0,16 kg ²
Gewicht hoezen	0,12 – 0,19 kg ²
Gewicht oplader(s)	0,09 – 0,11 kg ²
Zitdiepte (A)	500 mm
Zithoogte max. (B)	455 mm
Zithoogte min.	65 mm
Totale diepte (rugleuning rechtop) (C)	690 mm
Totale diepte (rugleuning neergelaten)	900 mm
Totale hoogte (D)	1105 mm
Hoogte rugleuning (E)	680 mm
Breedte rugleuning (F)	350 mm
Zitbreedte met zijkleppen (G)	710 mm
Zitbreedte zonder zijkleppen	375 mm
Oppervlak bodemplaat	530 x 220 mm
Buitenafmetingen bodemplaat	565 x 295 mm
Verstelling rugleuning	tot 40°
max. gebruikersgewicht	140 kg XL: 170 kg
Beschermingstype aandrijving	IP X6 ⁴
Beschermingstype afstandsbediening	IP X7 ⁵
Beschermingstype volledige apparaat	IP X6 ⁴
Bedieningskracht voor de knoppen van de afstandsbediening	< 5 N
Bedrijfsspanning (ECO) ³	14,8 V DC (11,1 V DC)
Nominale stroom	6 A
Inschakelduur	10 % / 2 min – 90 % / 18 min

Lithium-ionen accu (ECO) ³	14,8 V DC (11,1 V DC) 2200 mAh
Laadduur vanaf indicatie te lage spanning	ca. 1u
Geluidsproductie omhoog/omlaag	49/47 dB(A)

² Gewichtstoleraties van + / - 0,05 kg mogelijk.

³ De verwijzing "(ECO)" betekent: de informatie tussen haakjes geldt voor de variant „ECO” van de badlift. Deze variant is te herkennen aan het opschrift "ECO" op de afstandsbediening.

⁴ IP X6 = Bescherming tegen krachtig straalwater.

⁵ IP X7 = Bescherming tegen kortstondig onderduiken.

Materialen

Rugleuning	PPGF ⁶
Zitmodule / hefschaar	PPGF / PA6 GF ⁶
Hoezen	PU ⁶

⁶ Alle gebruikte materialen zijn corrosiebestendig en latexvrij. De gebruikte materialen voldoen aan de eisen van de REACH-verordening.

Oplader

Ingang	100-240 V AC / 50/60 Hz
Uitgang	18 V DC / 0,6 A

Omgevingsvoorwaarde bij gebruik

Omgevingstemperatuur	10 tot 40 °C
relatieve luchtvochtigheid	10 % tot 100 %
Luchtdruk	795 hPa tot 1060 hPa

4 Transport en opslag

Badlift in de originele verpakking vervoeren.
Originele verpakking bewaren voor later gebruik.

Na transport de originele verpakking controleren.
Als de originele verpakking tekenen van schade vertoont of als deze voor gebruik onbedoeld geopend is of als deze tijdens het transport is blootgesteld aan omstandigheden die buiten de onderstaand genoemde grenswaarden liggen:
Dient te worden gecontroleerd of onderdelen van de badlift beschadigd zijn en of de badlift correct werkt.

Omgevingsvoorwaarden voor transport en opslag:

Omgevingstemperatuur	0 tot 40 °C
relatieve luchtvochtigheid	30 % tot 75 %
Luchtdruk	795 hPa tot 1060 hPa

5 Badlift in gebruik nemen

Voor ingebruikname controleren of alle delen volledig en onbeschadigd zijn.

⚠ WAARSCHUWING Badlift niet gebruiken, als schade zichtbaar is.

5.1 Accu van de afstandsbediening laden

⚠ WAARSCHUWING Afstandsbediening niet gebruiken als deze beschadigd is of scheuren heeft.

⚠ ATTENTIE Accu in de afstandsbediening uitsluitend met opladen met de meegeleverde oplader. Accu uitsluitend in een droge ruimte opladen (niet in de badkamer). Accu niet laden terwijl de badlift wordt gebruikt. Geen geleidende voorwerpen (bijv. breipennen) in de vervindingsaansluiting aan de kabel van de afstandsbediening steken.

1. Verbindingsstekker (afbeelding 6,2) van de oplader (afbeelding 6,1) in de verbindingsaansluiting (afbeelding 6,3) van de afstandsbediening (afbeelding 6,4) plaatsen.
2. Oplader (afbeelding 6,1) aansluiten op het stroomnet. De led (afbeelding 6,5) knippert kortstondig en brandt vervolgens rood. Als de accu opgeladen is, gaat de led uit.

Als de accu opgeladen is:

1. Oplader (afbeelding 6,1) van het stroomnet loskoppelen.
2. Afstandsbediening (afbeelding 6,4) losmaken van oplader.

Accu in de afstandsbediening voor ieder gebruik volledig opladen. Als de afstandsbediening niet is aangesloten op de oplader: Oplader niet op het stroomnet aansluiten.

Afstandsbediening alleen gebruiken om de badlift te bedienen.

Als de badlift langeretijd niet is gebruikt, de accu opladen en vervolgens de badlift een keer zonder belasting omhoog en omlaag laten bewegen. Deze handeling iedere 3 maanden herhalen. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit van de accu en dus op de levensduur van de accu.

5.2 Zuigvoeten monteren

⚠ WAARSCHUWING Als de zuigvoeten niet goed vastzitten, kan de badlift wegglijden. Er is letselgevaar! Zorg ervoor dat de zuigvoeten vrij van vuil en vet zijn. Nagaan dat de zuigvoeten niet zijn omgeknikt.

1. Rugleuning verwijderen. Grijp daarvoor de rugleuning (afbeelding 7,1) met beide handen vlak bij de vergrendelingshaak (afbeelding 7,2). Vergrendelingshaak met een klein rukje uit de houders (afbeelding 7,3) losmaken.

⚠ VOORZICHTIG Het montagepunt voor de aandrijvvoet bevat het mechanisme om de zittingsvergrendeling los te maken. Als de zittingsvergrendeling per ongeluk los wordt gemaakt, kan de hefschaar vrij bewegen. Ledematen kunnen bekneld raken. Niet in de houder voor de aandrijvvoet (afbeelding 7,5) grijpen.

2. Zitmodule (afbeelding 8,3) omdraaien.

⚠ ATTENTIE Als de zuigvoeten niet volledig in de schroefhuizen gedraaid zijn en de badlift belast wordt, kan de bodemplaat beschadigd raken. Zuigvoeten tot de aanslag in de schroefhuizen draaien.

3. Alle vier zuigvoeten (afbeelding 8,1) in de schroefhuizen (afbeelding 8,2) van de bodemplaat draaien. De lusjes op de zuigvoeten moeten naar buiten toe wijzen (zie afbeelding 8).

5.3 Zitmodule in de badkuip opbouwen

⚠ WAARSCHUWING Als de zuigvoeten niet goed vastzitten, kan de badlift wegglijden. Er is letselgevaar! Zorg dat de bodem van de badkuip glad, gelijkmatig, droog en schoon is. Badlift niet in badkuipen met noppenstructuur plaatsen. Anti-slip matten (indien aanwezig) verwijderen.

Badlift alleen monteren in badkuipen die aan de volgende vereisten voldoen:

Afbeelding 10 en 11	Aanduiding	Afmetingen in mm
A	Lengte badkuip onder	> 800
B	Breedte badkuip onderaan (afstand zuigvoeten)	280-610
C	Breedte badkuip op 80 mm hoogte (bodemplaat)	> 420
D	Hoogte badkuip (binnen)	< 455
	Hoogte badkuip (binnenzijde) bij gebruik van hoogteadapters (accessoires)	475
E	Breedte badkuip boven (buiten)	< 710
F	Breedte badkuip boven (binnen)	< 630

Als bij de badkuip handgrepen zijn gemonteerd: Zijplekafstrijkers gebruiken (accessoires, zie hoofdstuk 11.1).

Als de hoogte van de badkuip (binnenzijde) meer dan 455 mm bedraagt: Hoogteadapters gebruiken (accessoires, zie hoofdstuk 11.2).

⚠ VOORZICHTIG Het montagepunt voor de aandrijfvoet bevat het mechanisme om de zittingsvergrendeling los te maken. Als de zittingsvergrendeling per ongeluk los wordt gemaakt, kan de hefschaar vrij bewegen. Ledematen kunnen bekneld raken. Niet in de houder voor de aandrijfvoet (afbeelding 7,5) grijpen.

- Zitting op de bodem van de badkuip plaatsen. Daarbij de achterste zuigvoeten zo dicht mogelijk bij de helling van de badkuip plaatsen, maar niet **op** de helling (zie afbeelding 10).
- Zitting iets tegen de bodem van de badkuip drukken.
- Controleer of de zuigvoeten stevig pakken op de bodem van de badkuip. Daarvoor licht aan de zitmodule trekken.

5.4 Rugleuning monteren

⚠ ATTENTIE Als de aandrijfvoet van de rugleuning bij montage niet volledig is ingedraaid, kan de badlift beschadigd raken. Zorg dat de aandrijfvoet

volledig is ingedraaid: De aandrijfvoet (afbeelding 12,2) moet kaarsrecht staan (zie afbeelding 12).

- Rugleuning (afbeelding 12,1) op de zitting (afbeelding 12,5) leggen. De vergrendelingshaken (afbeelding 12,3) moeten in de openingen (afbeelding 12,4) pakken.
- Licht op de vergrendelingshaak drukken (afbeelding 13,2). De vergrendelingshaak moet hoorbaar vastklikken.
- Rugleuning (afbeelding 13,1) aan bovenkant pakken en tot aan de eindpositie naar boven zwenken.
- Controleren of de rugleuning correct gemonteerd is:
 - Zijn beide vergrendelingshaken vastgeklikt? (Blauwe punten op de voorkant van de vergrendelingshaken moeten zichtbaar zijn.)
 - Staat de aandrijfvoet (afbeelding 5,1) in de opening voor de aandrijfvoet (afbeelding 5,2)?
 - Is tussen de aansluiting van de afstandsbediening en de wand een afstand van tenminste 25 mm beschikbaar?
- Zijkleppen (afbeelding 12,6) uitklappen.
- Verbindingsaansluiting (afbeelding 14,1) van de kabel van de afstandsbediening (afbeelding 14,2) aan de aandrijving aansluiten, totdat deze voelbaar vastklikt.

5.5 Controle voor gebruik

- Zitting met de omhoog-knop (afbeelding 15,3) optillen (zie hoofdstuk 6.2).
Let op de volgende aspecten:
 - Kan de zitting ongehinderd naar boven bewegen?
 - Liggen beide zijkleppen op de rand van de badkuip als de zitting omhoog is getild?
- Zitting met de omlaag-knop (afbeelding 15,5) volledig laten zakken (zie hoofdstuk 6.3).
Let op de volgende aspecten:
 - Kan de zitting ongehinderd naar beneden bewegen?
 - Is tussen de aansluiting van de afstandsbediening en de wand een afstand van tenminste 25 mm beschikbaar?

Is de badlift beschadigd?

Is de badlift correct opgebouwd en veilig in de badkuip gemonteerd?

Als de badlift correct in de badkuip gemonteerd is, de positie van de badlift niet meer veranderen.

6 Badlift bedienen

6.1 Afstandsbediening

De badlift wordt uitsluitend bediend met de afstandsbediening (afbeelding 15,4).

Afhankelijk van de lichamelijke conditie kan de afstandsbediening door de patiënt zelf of door een verzorger worden bediend.

ATTENTIE De toetsen op de afstandsbediening alleen indrukken als de rugleuning correct op de zitting gemonteerd is.

Als de accu in de afstandsbediening niet meer voldoende geladen is, brandt de rode led (afbeelding 15,2) bij het indrukken van de omlaag-knop (afbeelding 15,5). De zitting kan niet meer omlaag worden gebracht. Optillen naar de uitstappositie is nog mogelijk. Na het optillen de accu in de afstandsbediening opladen.

6.2 Zitting optillen

ATTENTIE let erop dat de zitting niet aanstoot.

1. Omhoog-knop (afbeelding 15,3) indrukken. Plaats de rugleuning eerst rechtop, als de zitting volledig was neergelaten. Vervolgens beweegt de zitting naar boven.
2. Om de zitting in een willekeurige positie vast te zetten: Omhoog-knop loslaten.
3. Om de zitting op te tillen naar de uitstappositie: Omhoog-knop ingedrukt houden totdat de uitstappositie is bereikt.

6.3 Zitting laten zakken

ATTENTIE let erop dat de zitting niet aanstoot.

1. Omlaag-knop (afbeelding 15,5) indrukken. De zitting beweegt naar beneden.
2. Om de zitting in een willekeurige positie vast te zetten: Omlaag-knop loslaten.
3. Om de zitting volledig te laten zakken: Omlaag-knop ingedrukt houden. Als de zitting volledig beneden is, kantelt de rugleuning tot een maximale hoek van 40° naar achteren.

6.4 NOODSTOP-functie

1. Als de zitting na het loslaten van de omhoog-knop (afbeelding 15,3) of de omlaag-knop (afbeelding 15,5) niet direct stopt:
NOODSTOP-knop (afbeelding 15,1) indrukken of de verbinding (afbeelding 14,1) tussen de afstandsbediening en de aandrijving verbreken. De beweging van de zitting wordt direct gestopt.

Als de NOODSTOP-knop tijdens het zakken wordt ingedrukt, is de omlaag-knop uit veiligheidsoverwegingen ca. 15 seconde geblokkeerd. De zitting kan dan alleen nog (met de omhoog-knop) omhoog worden verplaatst.

Zie voor informatie over mogelijke storingsorzaken en de oplossingen hoofdstuk 9.

7 Baden

WAARSCHUWING als de zitting niet ongehindert kan bewegen en als de zijkleppen bij het instappen niet correct op de badrand liggen, bestaat er gevaar op uitglijden. Controleer voor het baden of de badlift goed werkt. Controleer voor het instappen dat de zijkleppen op de juiste manier op de rand van de badkuip liggen.

ATTENTIE Badzout of badolie kunnen de bewegelijkheid van de hefschaar negatief beïnvloeden als ze te sterk gedoseerd zijn. Bij gebruik van badzout of badolie de doseringsadviezen van de fabrikant opvolgen.

ATTENTIE De aandrijving is beschermd tegen spatwater, maar niet tegen onderdompelen. Aandrijving niet in water onderdompelen.

1. Zitting met de omhoog-knop (afbeelding 15,3) zo ver naar boven verplaatsen dat de zijkleppen (afbeelding 16,1 en 2) net op de rand van de badkuip liggen.
2. Badwater laten instromen en temperatuur van het water controleren.
3. Op de voorste zijklep (afbeelding 16,1) gaan zitten. De rug is gericht naar de tegenoverliggende zijklep (afbeelding 16,2).
4. Naar het midden van de zitting verschuiven en naar de juiste zitpositie draaien. Daartoe de benen één voor één over de rand van de badkuip tillen. Indien nodig een draai- en transferhulp gebruiken (accessoires).
5. Omlaag-knop (afbeelding 15,5) indrukken totdat de gewenste positie is bereikt (zie hoofdstuk 6.3).
6. Na het baden: Omhoog-knop (afbeelding 15,3) indrukken tot dat de uitstappositie is bereikt (de zijkleppen liggen net op de rand van de badkuip).
7. In de uitstappositie draaien. Daartoe de benen één voor één over de rand van de badkuip tillen.
8. Op de voorste zijklep (afbeelding 16,1) gaan zitten.

8 Badlift demonteren

1. Water volledig uit de badkuip laten wegstromen.
2. Zitting met de omlaag-knop (afbeelding 15,5) volledig laten zakken (zie hoofdstuk 6.3).
3. Verbindingsaansluiting (afbeelding 14,1) aan de kabel van de afstandsbediening volledig van de verbindingsstekker (afbeelding 14,2) aan de aandrijving losmaken.
4. Zijkleppen (afbeelding 12,6) inklappen.

ATTENTIE Als de aandrijfvoet niet volledig is ingedraaid en de rugleuning naar voren wordt gedraaid kan de badlift beschadigd raken. Zorg dat de aandrijfvoet volledig is ingedraaid: De aandrijfvoet (afbeelding 7,4) moet kaarsrecht staan (zie afbeelding 7).

5. Rugleuning aan bovenkant vastpakken en naar voren op de zitmodule zwenken.
6. Rugleuning verwijderen. Grijp daarvoor de rugleuning (afbeelding 7,1) met beide handen vlak bij de vergrendelingshaak (afbeelding 7,2). Vergrendelingshaak met een klein rukje uit de houders (afbeelding 7,3) losmaken.
7. Hadgreep aan de voorkan van de bodemplaat (afbeelding 1,8) vastpakken.

ATTENTIE Zuigvoeten niet met geweld van de bodem van de badkuip losmaken. De zuigvoeten kunnen beschadigd raken.

8. Lusjes van de beide achterste zuigvoeten naar boven trekken. De zuigvoeten komen los van de bodem van de badkuip.
9. Achterste zijde van de zitmodule licht optillen. De voorste zuigvoeten komen automatisch los van de bodem van de badkuip.

VOORZICHTIG Het montagepunt voor de aandrijfvoet bevat het mechanisme om de zittingsvergrendeling los te maken. Als de zittingsvergrendeling per ongeluk los wordt gemaakt, kan de hefschaar vrij bewegen. Ledematen kunnen bekneld raken. Niet in de houder voor de aandrijfvoet (afbeelding 7,5) grijpen.

10. Zitting uit de badkuip tillen en veilig wegzetten. Let er daarbij op dat de zuigvoeten niet worden beschadigd of vervormd.

9 Storingen oplossen

Als de badlift niet correct werkt, geeft de volgende tabel suggesties voor mogelijke storingen en de bijbehorende oplossingen. Raadpleeg een

geautoriseerde specialist als het niet mogelijk is om een storing met de genoemde maatregelen op te lossen.

De afstandsbediening niet openen. De accu in de afstandsbediening kan niet worden vervangen. Als de afstandsbediening geopend wordt, komt de garantie te vervallen.

Storing	mogelijke Oorzaak	Oplossing
rode led (afbeelding 15,2) op de afstandsbediening knippert 5 seconde lang	Afstandsbediening niet correct aangesloten op de aandrijving	Verbindingsaansluiting (afbeelding 14,1) volledig op de verbindingsstekker (afbeelding 14,2) schuiven
rode led (afbeelding 15,2) op de afstandsbediening brandt	Accu leeg	Accu opladen (zie hoofdstuk 5.1)
Zitting beweegt zich alleen omhoog	Accu leeg	Accu opladen (zie hoofdstuk 5.1)
Zitting beweegt zich niet	Accu leeg	Accu opladen (zie hoofdstuk 5.1)
	Storing van de aandrijving	Door vakhandel laten repareren
Accu kan niet worden geladen	Kabel van de afstandsbediening defect	Afstandsbediening vervangen
	Accu defect	in werkplaats laten controleren/vervangen
Oplader defect		

10 Onderhoud en verzorging

10.1 Reiniging zitmodule en rugleuning

VOORZICHTIG Rond de hefschaar kunnen ledematen bekneld raken. Niet in de hefschaar grijpen.

ATTENTIE Als de aandrijving met een hogedrukreiniger wordt gereinigd kan er water binnendringen. De aandrijving kan worden beschadigd. Aandrijving niet met een hogedrukreiniger reinigen.

ATTENTIE De aandrijving is beschermd tegen spatwater, maar niet tegen onderdampelen. Aandrijving niet in water onderdampelen.

Als de badlift in een omgeving voor langdurige zorgverlening wordt ingezet of in een klinische omgeving gereinigd en gedesinfecteerd moet

worden: Hergebruik- en hygiënerichtlijnen van de fabrikant en eigen procedures opvolgen.

Indien voorhanden, hoezen voor zitting en rugleuning (accessoires) losknopen en in de wasmachine wassen (max. 40 °C). Hoezen niet in de wasdroger drogen.

De badlift (zonder hoezen) na elke keer baden met warm water afspoelen.

Bij sterke vervuiling de badlift met vrij verkrijgbare schoonmaakmiddelen (zonder oplosmiddelen en met een pH-waarde tussen 5 en 9) en een borstel reinigen. Aanwijzingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel opvolgen.

De badlift na het schoonmaken met een schone doek drogen.

10.2 Reiniging afstandsbediening en oplader

⚠️ AVOORZICHTIG Oplader voor het reinigen van het stroomnet koppelen. Oplader niet met water reinigen en niet in water dompelen.

⚠️ ATTENTIE Als de afstandsbediening met een hogedrukreiniger wordt gereinigd kan er water binnendringen. De afstandsbediening kan worden beschadigd. Afstandsbediening niet met een hogedrukreiniger reinigen.

⚠️ ATTENTIE afstandsbediening niet openen.

Oplader met een droge doek reinigen.

Afstandsbediening met een vochtige doek schoonmaken en vervolgens afdrogen.

Als de badlift langere tijd niet wordt gebruikt: Accu in de afstandsbediening regelmatig bijladen (zie hoofdstuk 5.1).

10.3 Desinfectie

⚠️ WAARSCHUWING De badlift moet voor elke andere gebruiker gedesinfecteerd worden. Er is infectiegevaar.

Volg bij het desinfecteren de gebruikshandleiding van de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen.

Alle onderdelen grondig desinfecteren met een geschikt oppervlaktedesinfectiemiddel. Bij desinfectie oppervlakken die vaak contact met de huid/handen hebben, bijvoorbeeld de zitting en handgrepen, bijzonder zorgvuldig desinfecteren.

Bezoek voor een actuele lijst van het Robert-Koch instituut om een passend desinfectiemiddel te kiezen www.rki.de.

De volgende desinfectiemiddelen zijn geschikt voor het materiaal:

- Desinfectie zonder aldehyde op basis van alcohol (max. 70% propylalcohol)

10.4 Onderhoud en inspectie

⚠️ AVOORZICHTIG Onderhoud en inspectie mogen niet plaatsvinden tijdens het gebruik.

Voor elk gebruik een optische inspectie op schade uitvoeren.

Als een storing optreedt of als slijtage zichtbaar wordt, direct een geautoriseerde specialist raadplegen.

Tenminste iedere 24 maanden moet een optische en functionele inspectie door een geautoriseerde specialist worden uitgevoerd. Zo blijft de functionaliteit van de badlift behouden.

Voor hergebruik door andere personen moet een optische en functionele inspectie door een geautoriseerde specialist worden uitgevoerd. Als er tekenen zijn die duiden op een verslechtering van het materiaal, dan mag de badlift niet opnieuw worden gebruikt.

Noodzakelijke reparaties moeten door een geautoriseerde specialist worden uitgevoerd.

11 Accessoires monteren

11.1 Zijklepafdekking monteren

⚠️ WAARSCHUWING Als bij de badkuip handgrepen zijn gemonteerd, kunnen de zijkleppen niet op de juiste manier op de rand van de badkuip liggen. Er is gevaar op uitglijden. Daarnaast kunnen de zijkleppen door de handgrepen beschadigd raken. Alle handgrepen met zijklepafstrijkers beveiligen.

1. De zijklepafstrijker (afbeelding 17,1) over de handgreep (afbeelding 17,2) hangen.
2. De zijkleppen (afbeelding 17,3) uitklappen.
3. Zitting met de omhoog-knop (afbeelding 15,3) optillen. Controleer daarbij of de zijklep veilig langs de handgreep wordt geleid.

11.2 Hoogteadapters monteren

⚠ WAARSCHUWING De bodemplaat kan breken als niet alle hoogteadapters gemonteerd zijn en de badlift wordt belast. Er is gevaar op uitglijden. Altijd alle 6 hoogteadapters monteren.

⚠ ATTENTIE Als de hoogteadapters niet volledig in de schroefhuizen gedraaid zijn en de badlift belast wordt, kan de bodemplaat beschadigd raken. Hoogteadapter tot de aanslag in de schroefhuizen draaien. Zuigvoeten tot de aanslag in de schroefhuizen draaien.

1. Ruggleuning verwijderen en zitmodule omdraaien (zie hoofdstuk 5.2).
2. Alle zes hoogteadapters (afbeelding 18,1) in de schroefhuizen van de bodemplaat schroeven.
3. De zes zuigvoeten (afbeelding 18,2) in de hoogteadapters schroeven.
4. Zitting met de omhoog-knop (afbeelding 15,3) optillen. Controleer daarbij, of de badlift zo ver kan worden opgetild, dat de zijkleppen op de juiste manier op de rand van de badkuip liggen.

12 Garantie

De garanties hebben betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf ontvangst van de melding van de verzending, uiterlijk na levering. Uitgesloten van de garantieverplichting zijn beschadigingen die zijn ontstaan door slijtage, opzet, nalatigheid of ondoelmatige bediening of gebruik. Hetzelfde geldt bij gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, smeeroliën en vetten.

13 Aansprakelijkheid

DIETZ GmbH aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de producten onder de voorgeschreven voorwaarden voor het voorgeschreven gebruiksdoel worden gebruikt. Wij adviseren de producten zorgvuldig te onderhouden en te verzorgen zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Voor schades veroorzaakt door (vervangende) onderdelen die niet door DIETZ GmbH zijn geautoriseerd, is DIETZ GmbH niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde vakhandelaren of door de fabrikant zelf worden uitgevoerd.



Productgroep: Badliften

Product: KANJO

Gebruikshandleiding versie 6.1 NL

Versie 2024-12 (NHA)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Duitsland

Tel.: +49 7248.9186-0

Fax: +49 7248.9186-86

info@dietz-group.de

www.dietz-group.de

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen
en prijs- en productwijzigingen.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Verveelvoudiging, ook deels, uitsluitend met
schriftelijke toestemming van
DIETZ GmbH, Karlsbad.