

**TOMTAR®**

# 9404-A



Opklapbare douchestoel  
Gebruikshandleiding versie 2.0.0 NL



NL

## Bewaren van productidentificatiegegevens

Wij raden u aan de identificatiegegevens van uw product van het typeplaatje over te nemen op de volgende regels, zodat u ze bij de hand hebt in geval van vragen over het product. (zie het hoofdstuk "Productkenmerking").

 Type / model:	
 Artikelnr. /REF:	
 Serienummer (21):	
 Productiedatum:	
Overige gegevens/ aantekeningen:	

## Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een douchestoel van DIETZ.

Dit product is een medisch hulpmiddel. U moet uzelf bekend maken met de omgang met dit product om het correct te kunnen gebruiken en om mogelijke gevaren door verkeerd gebruik te vermijden.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. U vindt hierin belangrijke informatie waarmee u de technische voordelen volledig kunt benutten. Ook vindt u hier instructies om het product veilig te kunnen gebruiken en de waarde ervan zo goed mogelijk te behouden.


Als u meer informatie wilt over zorg en medische hulpmiddelen, kunt u contact opnemen met uw vakhandel.

Op onze website vindt u altijd alle actuele informatie over uw product. Voor feedback en vragen over de productveiligheid en over terugroepacties kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met DIETZ. U vindt onze contactgegevens op de achterzijde van deze gebruikshandleiding.



### OPMERKING

Voor personen met een verminderd gezichtsvermogen is een grotere weergave van deze gebruikshandleiding beschikbaar. U vindt deze op **[www.dietz-group.de](http://www.dietz-group.de)** als pdf-bestand. \_\_\_\_\_



<b>1 Belangrijke informatie</b>	
1.1 Algemeen . . . . .	5
1.2 Gebruiksdoel . . . . .	5
1.3 Indicaties . . . . .	5
1.4 Contra-indicaties . . . . .	5
1.5 Tekens en symbolen . . . . .	6
<b>2 Productbeschrijving</b>	
2.1 Leveringsomvang . . . . .	7
2.2 Exemplarische weergave . . . . .	7
2.3 Accessoires . . . . .	7
<b>3 Product in gebruik nemen</b>	
3.1 Montage-instructies . . . . .	8
3.2 Gereedschap . . . . .	8
3.3 Montage 9404-A . . . . .	8
<b>4 Product gebruiken</b>	
4.1 Zithoogte instellen . . . . .	9
4.2 Zitting afstellen . . . . .	9
4.3 Uitklappen/inklappen . . . . .	10
4.4 Gaan zitten en opstaan . . . . .	10
4.5 Vervoer . . . . .	11
<b>5 Technische gegevens</b>	
5.1 Zo worden de maten bij DIETZ gemeten . . . . .	11
5.2 Afmetingen en technische gegevens . . . . .	12
5.3 Productcontroles . . . . .	12
5.4 Meer informatie . . . . .	12
5.5 Materialen . . . . .	13
5.6 Productmarkering . . . . .	13
<b>6 Veiligheidsinstructies</b>	
6.1 Veiligheidsinstructies . . . . .	14
<b>7 Verzorging en onderhoud</b>	
7.1 Onderhoud . . . . .	15
7.2 Onderhoudsrooster . . . . .	16
7.3 Reiniging . . . . .	17
7.4 Desinfectie . . . . .	17
7.5 Recycling . . . . .	17
7.6 Doorgifte en hergebruik . . . . .	18
7.7 Opslag . . . . .	18
<b>8 Verklaringen van de fabrikant</b>	
8.1 Garantie . . . . .	19
8.2 Levensduur . . . . .	19
8.3 Aansprakelijkheid . . . . .	19

## 1.1 ALGEMEEN

---

Deze gebruikshandleiding maakt deel uit van de leveringsomvang. De gebruiker moet deze bewaren en ook doorgeven bij het doorgeven van het product. Wijzigingen door technische ontwikkelingen ten opzichte van de in deze gebruikshandleiding getoonde uitvoeringen voorhouden. Voor kopieën, vertalingen en

verveelvoudiging in welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH noodzakelijk. Het auteursrecht behoort de fabrikant toe. De actuele geldige versie van de gebruikshandleiding kunt u bij DIETZ GmbH opvragen. Lees de gebruikshandleiding voordat u het product monteert en gebruikt.

## 1.2 GEBRUIKSDOEL

---

Dit product stelt personen met verminderde mobiliteit in staat om te douchen op ondergronden die stevig en vlak zijn en die zijn voorzien van anti-slipvoorzieningen. Het product is geschikt voor een maximaal gebruikersgewicht tot 120 kg.

Het product mag niet worden gebruikt door

kinderen en ook niet door personen die kleiner dan 146 cm zijn of die minder dan 40 kg (BMI < 17) wegen. Voor het gebruik als permanente zitgelegenheid is dit product niet geschikt. Het mag niet voor het vervoer van personen of goederen worden gebruikt.

## 1.3 INDICATIES

---

Het gebruik van dit medisch hulpmiddel is aangewezen wanneer personen met een lichamelijke beperking niet staand kunnen douchen vanwege:

- ▼ Onvermogen om te staan
- ▼ Onvoldoende stevige houding
- ▼ Amputatie van ledematen/defect aan de ledematen/misvorming van ledematen

## 1.4 CONTRA-INDICATIES

---

Het product mag niet worden gebruikt bij:

- ▼ Waarnemingsstoornissen
- ▼ Sterke evenwichtsstoornissen
- ▼ onvermogen tot zitten
- ▼ een gebruikersgewicht van meer dan 120 kg

## 1.5 TEKENS EN SYMBOLEN

---

Deze symbolen wijzen op tekstpassages die nuttig zijn voor het alledaagse gebruik van dit product.



---

### WAARSCHUWING

Waarschuwingen moeten altijd worden nageleefd! We wijzen u erop dat bij niet-naleving letselgevaar kan ontstaan en/of schade aan het product of de omgeving kan worden toegebracht.

---



---

### OPMERKING

Tips en suggesties die het gebruik makkelijker maken.

---

## 2.1 LEVERINGSOMVANG

Het product wordt in folie verpakt en geleverd in een kartonnen verpakking.


Controleer de inhoud van de verpakking direct na ontvangst op volledigheid en beschadigen. Als herkenbaar is dat de inhoud beschadigd is, moet u dit onmiddellijk aan uw leverancier melden.

Leveringsomvang 9400-A inklapbaar:

- ▼ 1 voorgesmonteerde douchestoel
- ▼ Wandmontage: 8 × schroeven,  
8 × pluggen, 8 × afdekdopjes
- ▼ 2 boorsjablonen
- ▼ 1 Gebruikshandleiding

## 2.2 EXEMPLARISCHE WEERGAVE

1. Wandmontage
2. Zitting
3. Inklapmechanisme
4. Uitschuifbare poot
5. Pen-clip
6. Stelschroef
7. Rubberen voetjes



Afb. 1

## 2.3 ACCESSOIRES

Voor dit product zijn geen accessoires beschikbaar.



### WAARSCHUWING

**Vergiftigingsgevaar:** Bij verbranding van verpakkingsmateriaal kunnen giftige gassen ontstaan.

**Verstikkingsgevaar:** Bewaar plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

### 3.1 MONTAGE-INSTRUCTIES

De montage en functionele controle worden door de vakhandel uitgevoerd. De monteur van de specialist past het product op de gebruiker aan.



#### OPMERKING

Lees de gebruikshandleiding voordat u het product monteert en gebruikt. \_\_\_\_\_

### 3.2 GEREEDSCHAP

- ▼ Kruiskopschroevendraaier
- ▼ Boormachine
- ▼ Betonboor (Ø 8 mm)

### 3.3 Montage 9404-A

De opklapbare douchestoel kan worden bevestigd aan wanden van beton, gasbeton, (geperforeerde) baksteen en met spaanplaat verstevigd cellenbeton.

1. Markeer de boorgaten op de muur met de boorsjabloon.
2. Boor de gaten (Ø 8 mm) in de wand en plaats de pluggen.
3. Breng de wandplaat passend op de boorgaten aan (afb. 2, 1). De schroeven dusdanig aandraaien dat de wandplaat nog kan bewegen. De wandplaat waterpas maken en de schroeven aandraaien.
4. De opklapbare douchestoel opklappen (afb. 2, 2).
5. De hoogte van de zitting met behulp van de waterpas en uitschuifbare poten en stelschroeven instellen (hoofdstuk 4.2). De zitting moet waterpas komen te staan.
6. Tenslotte de afdekdopjes (8 stk.) (afb. 2, 3) in de opening van de wandbevestiging plaatsen.



#### OPMERKING


Let er bij de plaatsing van de opklapbare douchestoel op dat er voldoende ruimte om te bewegen overblijft. Beide benen moeten stevig kunnen staan en het moet mogelijk zijn om ongehinderd op de stoel te gaan zitten.

Als er door de ondergrond speciale eisen aan het bevestigingsmateriaal zijn, kunt u de specialist raadplegen voor advies. \_\_\_\_\_



#### WAARSCHUWING

**Beknellingsgevaar:** Let op uw handen en vingers bij de gehele montage. \_\_\_\_\_



Afb. 2



### 4.1 Zithoogte instellen

1. De pen-clip uit de uitschuifbare poot trekken (afb. 3, 1).
2. De uitschuifbare poten instellen op de gewenste hoogte (afb. 3, 2). Plaats daarvan de gaatjes van de binnenste en buitenste buis boven elkaar.
3. De pen-clip terugplaatsen (afb.3, 1) totdat de klem volledig vastklikt aan de buis. De pen-clip moet weer zichtbaar en voelbaar uitsteken uit het boorgat.

De pen-clips moeten altijd aan de buitenkant van de buis vastklikken. Alleen dan is gewaarborgd dat de pennen veilig door de boringen verlopen en de douchestoel de vereiste stabiliteit krijgt.




### WAARSCHUWING

**Beknellingsgevaar:** Pas op dat uw vingers niet klem raken bij het verstellen van de uitschuifbare poten.

**Kantelgevaar:** Stel beide uitschuifbare poten op dezelfde lengte in.

**Risico op ongevallen:** Let erop dat de pen-clips na het instellen van de hoogte weer goed vastzitten.




Afb. 3

### 4.2 Zitting afstellen

De zitting kan door het instellen van de stelschroef aan de uitschuifbare poten waterpas of in een gewenste kantelingshoek worden gebracht.

1. Draai eerst de moeren (afb. 4, 1) los.
2. Vervolgens de gewenste positie instellen de stelschroef los of aan te draaien (afb. 4, 2).
3. De moer weer vastdraaien (afb. 4, 1).



Afb. 4

### 4.3 Uitklappen/inklappen

#### Uitklappen

1. Opklapbare douchestoel aan de zitting naar voren en beneden drukken. De poten klappen vanzelf uit en ook de opklapbare douchestoel klapt uit (afb. 5, 1).
2. Controleer of beide voeten stevig staan en dat er ongehinderd plaats kan worden genomen op de opklapbare douchestoel.

#### Inklappen

1. De zitting omhoog trekken om in te klappen (afb. 6, 1). De poten klappen vanzelf in en de opklapbare douchestoel wordt ruimtebesparend aan de muur opgeklapt.


### 4.4 Gaan zitten en opstaan

1. Hurk langzaam en ga zitten in het midden van de zitting. Laat u eventueel assisteren.
2. Om op te staan kunt u zich naar boven toe afzetten tegen de zitting. Laat u daar eventueel bij assisteren.




#### WAARSCHUWING

**Beknellingsgevaar:** Let bij het uit-/inklappen op uw handen en vingers. Zitting voorzichtig opklappen. \_\_\_\_\_



Afb. 5



Afb. 6



#### WAARSCHUWING

**Risico op ongevallen:** Ga nooit met de voeten op de zitting staan.


**Beknellingsgevaar:** Als een stop voor in de zitting verloren gaat, moet u deze zo snel mogelijk door uw specialist laten vervangen. \_\_\_\_\_

## 4.5 VERVOER

Dit product is niet bedoeld om vaak te worden vervoerd. Als het noodzakelijk is om de stoel te vervoeren, dan raden wij aan om de montagehandleiding in omgekeerde volgorde te volgen en de stoel te demonteren. Het product moet zo worden verpakt, dat hij stevig staat en er geen gevaar kan ontstaan door plotselinge en gevaarlijke bewegingen van het vervoermiddel.

## 5.1 ZO WORDEN DE MATEN BIJ DIETZ GEMETEN

De informatie over afmetingen heeft betrekking op de standaardconfiguratie van het product.




Afb. 7



### OPMERKING

Maten gemeten op textielonderdelen (bijv. rughoogte) moeten worden opgevat als richtwaarden met een tolerantie van +/-10 mm.



Afb. 8

## 5.2 AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties		9404-A	
a	Zitbreedte	mm	400
e	Zitdiepte	mm	400
c	Zithoogte (voorzijde)	mm	470 - 570
d	Totale lengte	mm	490
b	Totale breedte	mm	470
f	Totale hoogte	mm	540 - 640
	Zitting (b × d × h)	mm	400 × 400 × 40
	Massa van het zwaarste afzonderlijke onderdeel <sup>1</sup>	kg	2
	Totaal gewicht	kg	2,9
	Maximaal gebruikersgewicht <sup>2</sup>	kg	120

## 5.3 PRODUCTCONTROLES

DIN EN 12182	Gecontroleerd conform de vereisten voor de norm hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen
ISO 17966	Getest volgens de voorschriften en testprocedures voor hulpmiddelen voor persoonlijke hygiëne
ISO 10993-5	Gecontroleerd op toxiciteit in het materiaal
Gewicht testdummy	120 kg

## 5.4 MEER INFORMATIE

Specificaties		9400-A	
HMV nr.		04.40.03.0016	
Kleuren		Wit	
Zitting	kg	0,9	
Omgevingstemperatuur bij gebruik		10 °C tot +40 °C	
Omgevingsvoorwaarden bij opslag		0 °C tot 45 °C / 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid	

<sup>1</sup> Productgewicht zonder verwijderbare onderdelen (hier zonder zitting)

<sup>2</sup> Maximaal gebruikersgewicht inclusief bijlading / Het gewicht van de bijlading vermindert het maximale gebruikersgewicht.


## 5.5 MATERIALEN

Wandmontage	Kunststof (ABS)
Zitting	Kunststof (PE)
Stop voor in de zitting	Kunststof (TPR)
Inklapmechanisme	Roestvrij staal
Pen-clip	Roestvrij staal / kunststof (PP)
Frame en uitschuifbare poten	Aluminium (gelakt)
Stelschroef / moer	Roestvrij staal
Rubberen voetjes	Rubber
Kunststof manchet uitschuifbare poot	Kunststof (PE + EVA)
Schroeven, verbindingen	Roestvrij staal

**Opmerking:** Alle gebruikte metalen zijn corrosiebestendig

## 5.6 PRODUCTMARKERING

Type- en waarschuwingsplaatjes op het product moeten leesbaar blijven. Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes direct door uw specialist vervangen. Het serienummer, dat een product eenduidig identificeert, bevindt zich op het typeplaatje onder de zitting. Dit mag niet worden verwijderd.



Afb. 9

<b>TOMTAR®</b>	Handelsmerk
<b>TYP</b>	Type/model
<b>REF</b>	REF = artikelnummer
<b>UDI</b>	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI / GTIN (10) Bestelnummer (21) Serienummer
	Fabrikant/fabrikantsymbool/ contactadres
	Maximum gebruikersgewicht incl. bijlading
	Productiedatum
	Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt
	Instructies in de gebruikshandleiding opvolgen
	Let op: Veiligheidsinstructies zijn in de gebruikshandleiding vermeld!
<b>MD</b>	Medical Device / medisch hulpmiddel
<b>CE</b>	CE-markering MDR 2017/745 Bijlage I-III

## 6.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

Neem bij het gebruik van uw product altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht om vallen, gevaarlijke situaties en schade aan het product te voorkomen:

- ▼ Het product mag alleen binnenshuis en op een vlakke, stabiele ondergrond worden gebruikt.
- ▼ Gebruik het product niet als opstaphulp en ga er niet op staan.
- ▼ Het product niet eenzijdig belasten.
- ▼ Er bestaat een gevaar op uitglijden in vochtige badkuipen of doucheruimtes, met name bij het gaan zitten en opstaan, vooral als er doucheproducten (bv. zeep, vloeibare zeep of shampoo) zijn gebruikt.
- ▼ Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen. Een beschadigd product mag niet worden gebruikt.
- ▼ Controleer na elke demontage en hermontage van de douchestoel de stabiliteit en zorg ervoor dat alle uitschuifbare poten op dezelfde lengte zijn afgesteld.
- ▼ In geval van ernstig verminderde mobiliteit, het product gebruiken met de hulp van een begeleider.
- ▼ Door heet water of straling van de zon kan het oppervlak van het product heet worden. Verbrandingsgevaar!
- ▼ Ernstige incidenten in samenhang met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.

## 7.1 ONDERHOUD

---

Ter garantie van een veilig gebruik van het product adviseren wij om de controles volgens het onderhoudsrooster regelmatig uit te voeren. Onvoldoende of verwaarloosd onderhoud van het product zal leiden tot beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsrooster geeft geen informatie over de daadwerkelijk benodigde werkzaamheden aan het product.



### OPMERKING

Als gebruiker bent u de eerste die mogelijke schade kunt opmerken. Als u een defect zoals is genoemd in het onderhoudsrooster, of eventuele andere defecten of functiebeperkingen vaststelt, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met een geautoriseerde specialist. \_\_\_\_\_



### WAARSCHUWING

Om de bedrijfsveiligheid van het product te behouden, mogen reparaties aan het product uitsluitend door de vakhandel en met gebruik van DIETZ-reserveonderdelen worden uitgevoerd. De bijpassende catalogus met reserveonderdelen vindt u op onze website bij de informatie over uw product. \_\_\_\_\_



### OPMERKING

De in het onderhoudsrooster vereiste inspecties en maatregelen moeten, indien niet anders is vermeld, door de gebruiker of door de helper worden uitgevoerd. \_\_\_\_\_



### OPMERKING VOOR SPECIALISTEN:

Als de gebruiker afwijkingen aan het product vaststelt, controleer dan alle inspectiepunten die in het onderhoudsrooster zijn opgenomen. De controles moeten ook voor elke heringebruikname en na langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd \_\_\_\_\_.

## 7.2 ONDERHOUDSROOSTER

Wat	Omschrijving	maandelijks voor gebruik	
		↙	↘
<b>Wandmontage</b> controleren of ze vastzitten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor gebruik controleren of de opklapbare douchestoel stevig aan de wand is aangebracht.</li> </ul>  Wordt dergelijke schade vastgesteld, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem voor reparatie direct contact op met uw specialist.	x	
<b>Frame</b> controleren op beschadigingen	Controleer of het frame verbogen of gebroken is.  Is er sprake van dergelijke schade, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem voor reparatie direct contact op met uw specialist.		x
<b>Zitting</b> op functie en beschadiging controleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de zitting correct geplaatst is</li> </ul>	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controle van de stoppen in de zitting (5 stk.).             Ontbrekende stoppen in de zittingen moeten worden vervangen via uw specialist.</li> </ul>	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleren op breuken en materiaalschade             Wordt dergelijke schade vastgesteld, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem voor reparatie direct contact op met uw specialist.</li> </ul>		x
<b>Inklapmechanisme</b> controleren op functionaliteit en slijtage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het klapmechanische soepel en geluidsarm werkt.</li> </ul>  Bij functionele schade moeten de onderdelen door de vakhandel worden vervangen.		x
<b>Boutverbindingen</b> controleren of ze vastzitten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle boutverbindingen moeten stevig vastzitten.</li> </ul>  Zelfborgende moeren en bouten verliezen hun effectiviteit als ze herhaaldelijk worden losgemaakt en vastgedraaid. Daarom moeten deze door een geautoriseerde specialist worden vervangen.	x	
<b>Rubberen voetjes</b> controleren op beschadigingen	 Defecte rubberen voetjes dienen direct te worden vervangen.		x
<b>Visuele controle</b> Controle op losse onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	 Wordt dergelijke schade vastgesteld, dan mag het product niet meer worden gebruikt, omdat een veilig gebruik niet meer is gegarandeerd. Neem contact op met uw specialist.		x
<b>Gehele product</b> controleren op vervuiling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle onderdelen van het product die met huid in aanraking komen moeten na ieder gebruik worden gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd.</li> </ul>	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van de mate van vervuiling, maar ten minste maandelijks, moet het gehele product worden gereinigd/gedesinfecteerd (zie hoofdstuk 7.3. en 7.4).</li> </ul>		x



### 7.3 REINIGING

---

Voor het reinigen van het product gebruikt u lauwwarm water met een mild schoonmaakmiddel (zonder oplosmiddelen en met een pH-waarde van 5-9). Na het reinigen met schoon water afwissen en het product met een doek droogwrijven.



#### WAARSCHUWING

**Materiaalschade:** Gebruik voor het schoonmaken geen hogedrukreiniger, geen agressieve, bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen.

**Corrosiegevaar:** Om corrosie te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle materialen na het reinigen volledig droog zijn. \_\_\_\_\_

### 7.4 DESINFECTIE

---

Alle onderdelen grondig desinfecteren met een geschikt oppervlaktedesinfectiemiddel. Daarbij is het aan te raden onderdelen die vaak met handen of huid in aanraking komen (zitting) bijzonder zorgvuldig te desinfecteren.

De volgende desinfectiemiddelen zijn geschikt voor het materiaal:

- ▼ aldehydevrije desinfectie op basis van alcohol (max. 70 % propylalcohol)



#### WAARSCHUWING

**Materiaalschade:** Volg bij het desinfecteren de gebruiks- en verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen.

**Infectiegevaar:** Het product moet voor elke gebruikerswissel worden gedesinfecteerd. \_\_\_\_\_

### 7.5 RECYCLING

---

Als u het product niet meer nodig hebt, neem dan contact op met uw erkende specialist die het dan komt ophalen en het op de juiste wijze afvoert of opnieuw gebruikt. Als dit niet mogelijk is kunt u het product naar uw plaatselijke milieustraat brengen.

## 7.6 DOORGIFTE EN HERGEBRUIK

---

Uw product is geschikt om door te geven/opnieuw te gebruiken. Hoe vaak doorgifte mogelijk is, hangt af van de slijtgetoestand van het materiaal en de werking van het product.

Vergeet niet bij het doorgeven en hergebruiken van het product aan een nieuwe gebruiker of de specialist alle technische documentatie te overhandigen die nodig is voor een veilig gebruik.

Het product moet worden gereinigd, gedesinfecteerd en gecontroleerd op beschadigingen en goedgekeurd door een erkende specialist voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Daartoe moeten alle in het onderhoudsrooster vermelde inspectiepunten op het product worden gecontroleerd.

## 7.7 OPSLAG

---

Als u het product wilt opslaan, zorg er dan voor dat het droog is, beschermd tegen sterk zonlicht en bewaard bij een temperatuur van 0 °C tot +45 °C. Klap het product in en verwijder het van de wand. Bescherm het product tegen omvallen of beweging op de opslagplaats.

Na een langere opslagduur (> 4 maanden) moeten bij een hernieuwde ingebruikname alle in het onderhoudsrooster genoemde controlepunten bij het product worden gecontroleerd.



### WAARSCHUWING

**Materiaalschade:** Bewaar het product niet in de buurt van een warmtebron en plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product. \_\_\_\_

## 8.1 GARANTIE

---

De garanties hebben betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de melding van de verzending, uiterlijk vanaf de levering. Uitgesloten van de garantieverplichting

zijn beschadigingen die zijn ontstaan door slijtage, kwade opzet, nalatigheid of ondoelmatig gebruik. Hetzelfde geldt voor het gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, olies en vetten.

## 8.2 LEVENSDUUR

---

De te verwachten levensduur bedraagt vijf jaar, uitgaande van dagelijks gebruik conform het beoogde gebruiksdoel. Voorwaarde hiervoor is dat de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften

zoals vermeld in deze gebruikshandleiding worden nageleefd.

De indicatie over de levensduur is geen extra garantie.

## 8.3 AANSPRAKELIJKHEID

---

DIETZ GmbH aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de producten onder de voorgeschreven voorwaarden voor het voorgeschreven gebruiksdoel worden gebruikt. Wij adviseren de producten zorgvuldig te onderhouden en te verzorgen zoals in de gebruikshandleiding is beschreven. Voor schades veroorzaakt door (vervangende) onderdelen die niet door DIETZ GmbH zijn geautoriseerd, is DIETZ GmbH niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde specialisten of door de fabrikant zelf worden uitgevoerd.

**TOMTAR®**



Productgroep: Douchestoel

Product: 9404-A

Gebruikshandleiding versie 2.0.0 NL

Stand 2021-02 (RPO)

**DIETZ GmbH**

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Duitsland

Tel.: +49 7248.9186-0

Fax: +49 7248.9186-86

[info@dietz-reha.de](mailto:info@dietz-reha.de)

[www.dietz-group.de](http://www.dietz-group.de)

TOMTAR is een geregistreerd merk van DIETZ GmbH.

De verkoop van TOMTAR-producten wordt afgehandeld door DIETZ GmbH.

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen en prijs- en productwijzigingen.

© DIETZ GmbH, Karlsbad, Duitsland

Verveelvoudiging, ook deels, uitsluitend met schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH, Karlsbad (Duitsland).