



1. Rollator opbouwen/uit elkaar vouwen

Positioneer de rollator voor u in rijrichting en zet de parkeerrem vast.

Druk met twee handen de buizen aan de zijkant van het zitvlak links en rechts tegelijk naar beneden tot het klapmechanisme vast klikt.

Pas daarna de nettas, tas of mand in de hiervoor bestemde houder hangen.

2. Hoogte van de handvatten instellen

Draai de pal met ca. 5-6 slagen los (de pal hoeft er niet helemaal worden uitgedraaid) en stel de gewenste hoogte in door de schuifbare handvatten erin of eruit te schuiven.

De schuifbare handvatten klikken hierbij in afstanden van 25 mm vast.

Draai de pal weer vast. De pal mag niet tussen de gaatjes voor de hoogteposities worden vastgedraaid. Na het vastdraaien kan de pal door hem iets eruit te trekken in een verticale positie worden gezet en stoot zo ook minder.

Veiligheidsinstructies

Hang geen tassen aan de handvatten - kiepgevaar!

Gebruik op hellingen de looprem (trek de remhendel naar boven).

Gebruik de rollator alleen op een harde en vlakke ondergrond.

Als te sterk op de handvatten wordt geleund, kan de rollator naar achteren kiepen.

Bij het in elkaar klappen van de rollator kunnen kledingstukken en lichaamsdelen worden ingeklemd.

Let wel dat als de bekleding is blootgesteld aan direct zonlicht, deze opwarmt en bij aanraken letsel aan de huid kan veroorzaken.

Dek daarom dit deel af of bescherm de rollator tegen zonnestralen.

3. Rem

Looprem (tijdens lopen): trek de remhendel naar boven.

Parkeerrem (tijdens parkeren): druk de remhendel naar beneden.

4. Rem instellen

De rem is juist ingesteld als er geen speling meer staat op de remhendel en de remkabel en de wielen zonder schurend geluid kunnen worden gedraaid.

De werking van de rem kan worden ingesteld met de stelschroef van de remkabel aan het remblokje van de achterste wielen.

5. Kantelhulp

Door met de punt van de voet tegen het verlengde frame aan het achterwiel te drukken gaat het optillen van de voorwielen makkelijker.

6. Rollator opvouwen

Verwijder de nettas of gewone tas van het frame.

Trek de vergrendelingband in het midden van het zitje naar boven - de rollator vouwt vanzelf in elkaar.

Reinigen/onderhoud/hergebruik

Reinigen

Reinig en desinfecteer de rollator regelmatig. Gebruik hiervoor een milde zeepoplossing zonder schurende middelen.

U kunt de rollator desinfecteren met in de handel gebruikelijke middelen. Gebruik geen stoomreinigers en geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen.

Onderhoud

De rollator brado is onderhoudsvrij. Als u vaststelt dat de remwerking slechter wordt, de wielen moeilijker lopen of dat er andere beperkingen van functies zijn, breng de rollator dan voor reparatie naar uw specialist.

Hergebruik

Denk er aan als u de rollator aan de volgende gebruiker geeft, hem/haar ook alle benodigde technische documentatie te geven voor een veilig gebruik. De rollator moet door de specialist - zie hierboven - worden gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik weer in perfecte staat worden gebracht.

Een overzicht van de brado



- 1 Ergo-handvatten
- 2 Remhendel
- 3 Zitje met vergrendelingband
- 4 Haakje voor een tas
- 5 Pal voor het instellen van de hoogte
- 6 Kantelhulp
- 7 Remmen
- 8 Banden



Technische gegevens

	type S/M	type S	type M
hoogte:		67-82 cm	78-102 cm
hoogte in elkaar geklapt:		67 cm	78 cm
zithoogte:		52,5 cm	62,5 cm
instelling van de hoogte van de handvatten in afstanden van 25 mm:		0-15 cm	0-24 cm
framehoogte instellen:		8x	10x
lengte:	66 cm		
breedte:	60 cm		
breedte in elkaar geklapt:	22 cm		
max. gebruikergewicht:	150 kg		
max. lading net/tas:	5 kg		
leeg gewicht:	7,1 kg		
banden (kunnen niet lek gaan):	20 x 3 cm		

Omvang van levering

- _ rollator brado
- _ nettas
- _ gebruiksaanwijzing
- _ garantiekaart

Gebruiksaanwijzing



Garantie

De garantieperiode bedraagt 5 jaar op het aluminium frame, op alle andere onderdelen 24 maanden.

Slijtageonderdelen zijn van de garantie uitgesloten.

Algemeen

Voor de hier beschreven rollator geldt de conformiteit volgens de EG-richtlijn 93/42 voor medische producten.

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de levering. Hij moet voor de gebruiker toegankelijk zijn en blijft ook bij het product als deze wordt doorgegeven.

Wijzigingen door verdere technische ontwikkelingen dan de in deze gebruiksaanwijzing weergegeven uitvoeringen zijn voorbehouden.

Voor nadrukken, vertalen en verveelvoudigen in enige andere vorm, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van de fabrikant nodig.

U krijgt geen automatische updates van deze gebruiksaanwijzing. De steeds actuele stand krijgt u van ons.

Indicatie en gebruikdoeleinde

De rollator brado is als loophulp bestemd voor personen die niet meer goed kunnen lopen en max. 150 kg wegen. De rollator is tevens een beperkte zitgelegenheid voor een korte rustpauze.

De onder het zitje opgehangen nettas dient voor het transporteren van voorwerpen en boodschappen. Zet niets op de nettas.

De rollator brado mag alleen op vaste en vlakke ondergrond worden gebruikt. Voor het gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik als hulp bij het uitstappen of transporteren van zware lasten is de rollator niet bestemd en dit is bovendien gevaarlijk!