



1. Fälla upp rollatorn

Placera rollatorn framför dig i färdriktningen och sätt på parkeringsbromsen.

Fatta tag i ramrören på ömse sidor om sätet och pressa isär dem tills låsmekanismen hakar i.

Sätt först sedan på nätväska, trådkorg eller annan väska i avsedda fästen.

2. Ställa in körhandtagen i höjdläge

Lossa inställningsvredet genom att vrida det fem till sex varv. Det behöver inte tas ut helt. Ställ sedan in handtagen i den höjd som passar dig bäst.

Handtagen kan skjutas upp/ned i steg om 2,5 cm varefter de klickar på plats.

När du hittar en lämplig höjd drar du åt inställningsvredet igen. Försök inte fästa handtagen mellan de förmarkerade stegen. När väl inställningsvredet dragits åt kan det fällas i vinkel så att det inte är i vägen.

Säkerhetsanvisningar

Häng aldrig väskor på handtagen - detta kan få rollatorn att välta.

Använd gångbromsen i lutningar. (Dra bromshandtagen uppåt).

Rollatorn bör endast användas på fasta och jämna underlag.

Luta inte dig för tungt på handtagen. Detta kan få rollatorn att välta bakåt.

Var försiktig vid sammanfällning av rollatorn så att fingrar och kläder inte kommer i kläm.

Stoppade delar blir varma i solljus och du kan bränna dig vid beröring. Håll de stoppade delarna täckta, eller se till att inte exponera rollatorn för direkt solljus.

3. Bromsar

Bromsning under gång : Dra bromshandtaget uppåt.

Parkeringsbrom : Tryck bromshandtaget nedåt.

4. Inställning av bromsar

Bromsarna är rätt inställda när det inte finns glapp i bromshandtag eller Bowdenkabel och om hjulen rullar utan friktionsljud.

Bromskraften till bakhjulets bromsklossar ställs in med inställningskruv på Bowdenkabeln.

5. Steghjälp

Tryck med framfoten på ramens steghjälp för att underlätta lyft av framhjulen, t.ex. vid trottoarkanter.

6. Fälla ihop rollatorn

Ta bort trådkorg och eventuella väskor från ramen.

Dra låsremmen uppåt och för samman ramen.

Rengöring/underhåll/överlämnande

Rengöring

Rengör och desinfektera rollatorn med jämna mellanrum. Använd vatten med mild tvållösning som inte repar.

Desinfektera med produkter tillgängliga i handeln. Använd aldrig avfettning med ånga. Använd aldrig repande eller kaustiska rengöringsmedel.

Underhåll

brado-rollatorn kräver inget underhåll. Om bromsförmågan eller hjulens rullning försämras eller om du lägger märke till någon annan funktionsförsämring ska du ta rollatorn till din återförsäljare för service.

Överlämnande till tredje part

Om du överlämnar rollatorn till tredje part måste du se till att teknisk dokumentation följer med för att underlätta säker användning. Rollatorn ska då först inspekteras, rengöras och återställas hos återförsäljare.

brado i översikt



- 1 Ergonomiska körhandtag
- 2 Bromshandtag
- 3 Säte med rem
- 4 Krok för väska
- 5 Vred för höjdställning
- 6 Steghjälp
- 7 Bromsar
- 8 Däck



Tekniska data

	Typ S/M	Typ S	Typ M
Höjd:		67-82 cm	78-102 cm
Höjd ihopfälld:		67 cm	78 cm
Sätets höjd:		52,5 cm	62,5 cm
Höjdställning för körhandtag i steg om 2,5 cm:		0-15 cm	0-24 cm
Antal ramhöjder (steg):		8 x	10 x
Längd:	66 cm		
Bredd:	60 cm		
Bredd ihopfälld:	22 cm		
Max. vikt användare:	150 kg		
Max. vikt nätväska/väska:	5 kg		
Tomvikt:	7,1 kg		
Gummidäck (olycksäkra):	20 x 3 cm		

Leveransinnehåll

- _ brado-rollator
- _ Nätväska
- _ Bruksanvisning
- _ Garantisedel

Bruksanvisning



Garanti

Tillverkaren av brado-rollatorn lämnar en garanti på 5 år för aluminiumramen och 24 månader på alla andra delar.

Förslitningsdelar omfattas inte av garantin.

Allmänt

Den beskrivna rollatorn överensstämmer med EU-direktivet 93/42/EEC för medicinsk-tekniska produkter.

Bruksanvisningen är en integrerad del av leveransinnehållet. Den ska alltid finnas tillgänglig och medfölja rollatorn vid överlämnande till tredje part.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att som resultat av teknisk utveckling och förbättringar utan föregående underrättelse vidta ändringar av produkten i förhållande till denna anvisning.

Dokumentet får endast tryckas om, översättas eller flerfaldigas helt eller delvis med föregående skriftligt medgivande från tillverkaren.

Bruksanvisningen omfattas inte av uppdateringsservice. Kontakta tillverkaren för eventuell ny information.

Specifikationer och avsedd användning

brado-rollatorn är en gånghjälp för personer med nedsatt rörlighet och med en max. vikt på 150 kg. Den kan också erbjuda en tillfällig sittplats för kortare vila.

Nätväskan under sätet är avsedd för transport av föremål och varor. Sitt inte på nätväskan.

brado-rollatorn bör främst användas på stabila och jämna underlag. Den är inte konstruerad för annan användning, och i synnerhet inte för som klättringshjälp eller för tyngre laster. All sådan användning medför fara!