



### 1. Mise en place et dépliage du Rollator

Placez le Rollator devant vous dans le sens du déplacement et actionnez le frein de blocage.

Appuyez sur les tubes latéraux de l'assise en exerçant à gauche et à droite une pression des deux mains vers le bas, jusqu'à ce que le mécanisme rabattant s'encliquète.

Suspendre ensuite le filet, la pochette ou le panier sur le support prévu à cet effet.

### 2. Réglage en hauteur de la poignée

Desserrez la vis de blocage en tournant de 5 ou 6 tours (sans sortir complètement la vis) et réglez à la hauteur souhaitée en entrant ou en sortant les poignées à pousser.

Les poignées à pousser s'encliquètent par pas de 25 mm.

Resserrez la vis de blocage. La vis de blocage ne doit pas être vissée à fond entre les positions d'encliquetage présentes. Après avoir serré la vis, vous pouvez la mettre en position verticale en tirant dessus afin d'éviter qu'elle ne gêne.

### Consignes de sécurité

Ne suspendez pas de sac aux poignées - risque de basculement !

Utilisez le frein de service sur les chemins en pente (tirez le levier du frein vers le haut).

N'utilisez le Rollator que sur un sol ferme et plat.

Si vous vous appuyez trop fortement sur les poignées, le Rollator risque de basculer en arrière.

Lorsque vous repliez le Rollator, des parties du corps ou des vêtements peuvent se coincer.

Attention : les éléments rembourrés exposés directement aux rayons du soleil chauffent et peuvent occasionner des blessures cutanées en cas de contact. Vous devez donc recouvrir ces pièces ou protéger le Rollator des rayons du soleil.

### 3. Frein

**Frein de service** (poussée) : Tirez le levier du frein vers le haut.

**Frein de blocage** (immobilisation) : Tirez le levier du frein vers le bas.

### 4. Réglage du frein

Le frein est réglé correctement lorsque le levier du frein ainsi que les câbles Bowden n'ont pas de jeu et que les roues tournent sans bruit de frottement.

L'action du frein peut être réglée à l'aide de la vis de réglage des câbles Bowden sur les cales de freinage des roues arrière.

### 5. Aide à la montée

Pressez de la pointe du pied sur le prolongement du cadre pour faciliter le levage des roues de direction.

### 6. Pliage du Rollator

Retirez le filet ou la pochette du cadre.

Tirez vers le haut la bande de verrouillage au centre de l'assise - le Rollator se replie.

### Nettoyage/Maintenance/Réutilisation

#### Nettoyage

Nettoyez et désinfectez régulièrement le Rollator. Utilisez pour cela une lessive au savon douce sans produits détergents.

Vous pouvez procéder à la désinfection à l'aide de produits du commerce. N'utilisez pas d'appareil à jet de vapeur ni de produit de nettoyage corrosif et récurant.

#### Maintenance

Le Rollator brado est sans entretien. Si vous constatez une diminution de l'efficacité de freinage, une dureté des roues ou tout autre dysfonctionnement, rapportez le Rollator à votre revendeur pour une remise en état.

#### Réutilisation

Lorsque vous transmettez le Rollator à un nouvel utilisateur, pensez à lui remettre également tous les documents techniques requis pour une utilisation en toute sécurité. Comme indiqué plus haut, le Rollator doit être contrôlé, nettoyé et remis en parfait état de marche par le revendeur spécialisé.

## Présentation du brado



- 1 Poignées ergonomiques
- 2 Levier de freinage
- 3 Surface d'assise avec bande de traction
- 4 Crochet de suspension de la pochette
- 5 Vis de réglage en hauteur
- 6 Aide à la montée
- 7 Freins
- 8 Pneus



## Caractéristiques techniques

	Type S/M	Type S	Type M
Hauteur :		67-82 cm	78-102 cm
Hauteur plié :		67 cm	78 cm
Hauteur du siège :		52,5 cm	62,5 cm
Réglage en hauteur par pas de 25 mm des poignées de poussée :		0-15 cm	0-24 cm
Cadre réglable en hauteur :		8 positions	10 positions
Longueur :	66 cm		
Largeur :	60 cm		
Largeur plié :	22 cm		
Poids utile maximum :	150 kg		
Charge max. filet/pochette :	5 kg		
Poids à vide :	7,1 kg		
Pneus (sans panne) :	20 x 3 cm		

## Éléments livrés

- \_ Rollator brado
- \_ Filet
- \_ Consignes d'utilisation
- \_ Carte de garantie

## Consignes d'utilisation



## Garantie

La durée de la garantie est de 5 ans pour le cadre en aluminium et de 24 mois pour toutes les autres pièces.

Les pièces d'usure ne sont pas comprises dans la garantie.

## Généralités

Le Rollator décrit dans ce document est déclaré conforme à la Directive CE 93/42 pour produits médicaux.

Ces consignes d'utilisation font partie intégrante des éléments livrés. Elles doivent être conservées par l'utilisateur et doivent accompagner le produit même après une transmission.

Les informations détaillées dans ces consignes d'utilisation sont données sous réserve de modifications résultant d'améliorations techniques.

Ce document ne peut pas être réimprimé, copié ou traduit, même partiellement, sans une autorisation écrite du fabricant.

Ces consignes d'utilisation ne sont pas concernées par un service de modification. Nous vous informerons bien volontiers sur la version actuelle.

## Indication et utilisation

Le Rollator brado est utilisé par les personnes à mobilité réduite dont la masse corporelle ne dépasse pas 150 kg, comme aide pour se déplacer et comme siège occasionnel leur permettant de se reposer temporairement.

Le filet suspendu sous l'assise est destiné à transporter des objets et des marchandises. Ne pas s'asseoir sur le filet.

Le Rollator brado ne doit être utilisé que sur un sol ferme et plat. Son utilisation pour d'autres usages, notamment pour aider à monter ou pour transporter des charges lourdes n'est pas conforme à la destination du produit et est dangereuse.