


TAİMA **VENTUM**

Premium rollator

Gebruikshandleiding versie 1.0 NL


NL



Vastleggen van productidentificatiegegevens:

Wij raden u aan de identificatiegegevens van uw product van het typeplaatje over te nemen op de volgende regels, zodat u ze bij de hand hebt in geval van vragen over het product.

(Zie de toelichting in het hoofdstuk "Productkenmerking"*)

TYP Type / model:	
REF Artikelnr. / REF:	
SN Serienummer:	
 Productiedatum:	
Overige gegevens / aantekeningen:	

* Bij producten op maat kunnen de identificatiegegevens of het typeplaatje afwijken

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de rollator TAiMA VENTUM van DIETZ.

Dit product is een medisch hulpmiddel. Om het op de juiste wijze te kunnen gebruiken en mogelijke gevaren als gevolg van onjuist gebruik te vermijden, is het noodzakelijk dat u zich zeer grondig vertrouwd maakt met de bediening ervan.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. U vindt hierin belangrijke informatie waarmee u de technische voordelen volledig kunt benutten. Ook vindt u hier instructies om het product veilig te kunnen gebruiken en de waarde ervan zo goed mogelijk te behouden.

Als u meer informatie wilt over zorg en medische hulpmiddelen, kunt u contact opnemen

met uw zorgwinkel.

Op onze website vindt u altijd de actuele versie van de gebruikshandleiding evenals meer documenten en informatie over uw product. Voor feedback en vragen over de productveiligheid en over terugroepacties kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met DIETZ GmbH. U vindt onze contactgegevens achteraan in deze gebruikshandleiding.

Om de tekst prettiger leesbaar te maken, wordt in deze tekst niet tegelijkertijd gebruik gemaakt van mannelijke, vrouwelijke en diverse aanspreekvormen (m/v/d) en wordt alleen de mannelijke vorm gebruikt. Alle personen aanduidingen gelden voor beide geslachten.



OPMERKING

Voor personen met een verminderd gezichtsvermogen is een grotere weergave van deze gebruikshandleiding in PDF-formaat beschikbaar op **shop.dietz-group.de**.



1 Belangrijke informatie		4 Product gebruiken	
1.1 Algemeen	6	4.1 Lopen met de rollator	12
1.2 Gebruiksdoel.	6	4.2 Kantelhulp gebruiken	13
1.3 Indicaties	6	4.3 Bedrijfsremmen bedienen	14
1.4 Contra-indicaties.	6	4.4 Blokkeerremmen bedienen	14
1.5 Tekens en symbolen.	7	4.5 Remmen instellen	15
2 Productbeschrijving		4.6 Rollator in- en uitklappen	15
2.1 Leveringsomvang	8	4.7 Rollator dragen	17
2.2 Opties.	8	4.8 Transport.	17
2.3 Exemplarische weergave	9	4.9 Standaardtas (standaard meegeleverd) . .	18
3 Product in gebruik nemen		4.10 Premiumtas (optioneel)	19
3.1 Montage-instructies	10	4.11 Ruggordel (optioneel)	20
3.2 Rollator opstellen / uitklappen.	10	4.12 Wandelstokhouder (standaard meegeleverd)	22
3.3 Greephoogte instellen	11	4.13 Tablet (optioneel)	22
		4.14 Eénhandsrem (optioneel).	23
		4.15 Verlengde duwhandgrepen (optioneel)	24
		4.16 Paraplu (optioneel)	24
		4.17 Accessoires en hulpstukken van andere fabrikanten	25

5 Technische gegevens

5.1 Afmetingen en technische gegevens	26
5.2 Productcontroles	26
5.3 Meer informatie	27
5.4 Materialen / kleuren	27
5.5 Productkenmerking	28

6 Veiligheidsinstructies

6.1 Veiligheidsinstructies	29
--------------------------------------	----

7 Verzorging en onderhoud

7.1 Onderhoud	31
7.2 Onderhoudsschema	32
7.3 Problemen vaststellen en oplossen	34
7.4 Reiniging	36
7.5 Desinfectie	36
7.6 Recycling	36
7.7 Doorgifte en hergebruik	37
7.8 Opslag	37

8 Verklaringen van de fabrikant

8.1 Garantie	38
8.2 Levensduur	38
8.3 Aansprakelijkheid	38

1.1 ALGEMEEN

Deze gebruikshandleiding maakt deel uit van de leveringsomvang. Deze moet door de gebruiker worden bewaard en blijft bij het product, ook als het product wordt doorgegeven/hergebruikt. De

actuele geldige versie van de gebruikshandleiding kunt u bij DIETZ GmbH opvragen. Lees de gebruikshandleiding voordat u het product in gebruik neemt en gaat gebruiken.

1.2 GEBRUIKSDOEL

De TAIMA VENTUM rollator is speciaal ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit (max. lichaamsgewicht, incl. bijlading 150 kg) als loophulp en tijdelijke zitgelegenheid. De rollator kan ook worden gebruikt als transportmogelijkheid voor bijvoorbeeld boodschappen tot een gewicht van 5 kg door een tas voor de zitting te bevestigen. Het product is ontworpen voor gebruik binnen- en buitenshuis en kan worden gebruikt op een vlakke, stevige ondergrond. Het wordt zowel

gebruikt in de privésector als in opnamecentra, zoals verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen evenals revalidatie- en therapiecentra. Het product is niet geschikt als permanente zitgelegenheid en mag ook niet zo worden gebruikt.

Het gebruiksdoel kan afwijken bij producten die op maat zijn gemaakt. Dit wordt in zo'n geval aangegeven. In dat geval moet ook de met dat product meegeleverde documentatie worden geraadpleegd.

1.3 INDICATIES

Het gebruik van dit product is geïndiceerd bij:

- ▼ Loopmoeilijkheden als gevolg van beperkingen van het actieve of passieve bewegings-apparaat
- ▼ Coördinatiemoeilijkheden bij het lopen
- ▼ Verminderde belastbaarheid

1.4 CONTRA-INDICATIES

Het product mag niet worden gebruikt:

- ▼ Bij waarnemingsstoornissen
- ▼ Bij sterke evenwichtsstoornissen
- ▼ Bij een gebruikersgewicht van > 150 kg
- ▼ Bij het onvermogen om vrij te staan
- ▼ Door kinderen en personen met een lichaamslengte van < 146 cm en/of een lichaamsgewicht van < 40 kg (BMI < 17)

1.5 TEKENS EN SYMBOLEN

Deze symbolen wijzen op tekstpassages die nuttig zijn voor het alledaagse gebruik van dit product.



WAARSCHUWING

Waarschuwingen moeten altijd worden nageleefd! We wijzen u erop dat bij niet-naleving letselgevaar kan ontstaan en/of schade aan het product of de omgeving kan worden toegebracht. _____



OPMERKING

Tips en suggesties die het gebruik makkelijker maken. _____

2.1 LEVERINGSOMVANG

Het product wordt voorgemonteerd geleverd en is in karton verpakt. Controleer de inhoud van de verpakking direct na ontvangst op volledigheid en beschadigingen. Als de inhoud zichtbaar beschadigd is, moet u dit onmiddellijk aan uw leverancier melden.

De inhoud bestaat uit:

- ▼ 1 rollator TAIiMA VENTUM
- ▼ 1 gebruikshandleiding
- ▼ 1 wandelstokhouder (rechts gemonteerd)
- ▼ Componenten die niet aan het product zijn gemonteerd, zoals standaardtas



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar: Bij verbranding van verpakkingsmateriaal kunnen giftige gassen ontstaan.

Verstikkingsgevaar: Bewaar plastic zakken buiten het bereik van kinderen. _____



OPMERKING

De beschreven uitrustingskenmerken en de leveringsomvang kunnen per land en markt verschillen en zijn afhankelijk van de individuele indicatie en het ziektebeeld. _____

2.2 OPTIES

- ▼ Premiumtas
- ▼ Ruggordel
- ▼ Verlengde duwhandgrepen
- ▼ Eénhandsrem links/rechts
- ▼ Paraplu
- ▼ Afdekhoes
- ▼ Tablet


2.3 EXEMPLARISCHE WEERGAVE

1. Zittingbespanning
2. Inklapborghaak
3. Remhendel
4. Wandelstokhouder (bovenste deel)
5. Borgschroef voor hoogteverstelling
6. Reflectoren aan de zijkant
7. Tashaak, magnetisch
8. Reflecterende sticker voor
9. Reflectoren achter
10. Rem
11. Achterwiel
12. Wandelstokhouder (onderste deel)
13. Ergonomische handgreep
14. Remkabel
15. Duwhandgreep, in hoogte verstelbaar met hoogte-indicator
16. Draagriem
17. Trekband (grijs), om de inklapvergrendeling los te maken
18. Standaardtas
19. Voorwiel (zwenkwiel) niet afgebeeld, kantelhelp, beide zijden



OPMERKING

Deze afbeelding helpt u om de afzonderlijke onderdelen van uw rollator duidelijk te herkennen. Bij het lezen van deze gebruikshandleiding kunt u deze telkens opnieuw raadplegen. _____



3.1 MONTAGE-INSTRUCTIES

De TAiMA VENTUM rollator wordt volledig gemonteerd geleverd. In de volgende hoofdstukken wordt omschreven hoe de rollator moet worden opgebouwd en aan uw wensen kan worden aangepast, zodat u deze comfortabel kunt gebruiken.

De functionele controle wordt door de vakhandelaar uitgevoerd. De monteur van de specialist past het product aan de gebruiker aan.

3.2 ROLLATOR OPSTELLEN / UITKLAPPEN


1. Zet de rollator zo voor u neer dat de handgrepen naar u toe wijzen.
2. Evt. moet de inklapborghaak (1, afb. 2) worden losgemaakt (zie het hoofdstuk "Rollator in- en uitklappen").
3. Duw de zijbuizen van het zitting uit elkaar en naar beneden (2, afb. 2), totdat de rollator volledig is uitgeklaapt en de zittingbespanning gespannen is.
4. Nu klikt de inklapvergrendeling (3, afb. 2) hoorbaar in de daarvoor bestemde pen (4, afb. 2) onder de zittingbespanning en de rollator is correct uitgeklaapt.



WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico! Gebruik de rollator uitsluitend als de inklapvergrendeling correct is vastgeklikt.

Beknellingsgevaar! Pas bij het bedienen van de inklapvergrendeling en bij het uit- en inklappen van de rollator op uw handen, vingers en kledingstukken!



afb. 2

3.3 GREEPHOOGTE INSTELLEN

1. Draai de beide borgschroeven van de duwhandgrepen los door ze twee omwentelingen linksom te draaien (1, afb. 3). Draai de borgschroeven niet volledig los.
2. De duwhandgrepen kunnen nu in hoogte worden versteld (2, afb. 3). Ze positioneren zichzelf automatisch op de markeringen. Wanneer ze vastklikken kunt u een klikkend geluid horen.
3. Ga bij de hoogte-instelling uit van de hoogte-indicator zodat beide duwhandgrepen op dezelfde hoogte staan.
4. Wanneer u de juiste hoogte van de duwhandgrepen hebt gevonden, moet u de borgschroeven (1, afb. 3) weer stevig vastdraaien (rechtsom).

Maak uzelf voor het eerste gebruik vertrouwd met uw product, zodat u zich veilig voelt tijdens het gebruik. Laat een begeleider u hierbij ondersteunen.

Voordat u de rollator gaat gebruiken, moet u controleren of deze correct is gemonteerd:

- ▼ Zijn alle onderdelen goed bevestigd?
- ▼ Zijn alle schroeven vastgedraaid?
- ▼ Functioneren de remmen?
- ▼ Staat de rollator op alle vier de wielen?
- ▼ Draaien de wielen soepel bij het duwen?
- ▼ Is de rollator volledig uitgeklappt en is de inklapvergrendeling vastgeklikt?

- ▼ Hangt de rollortas goed in de magnetische tashaak (zie ook het hoofdstuk "Standaardtas")?



WAARSCHUWING


Veiligheidsrisico! Zet de duwhandgrepen nooit vast tussen de schakelposities van de hoogte-indicator, maar precies op een van de vooraf ingestelde posities! Alleen dan is veilig fixering mogelijk!

Veiligheidsrisico! Beide borgschroeven moeten vast zijn aangedraaid voordat u de rollator mag gebruiken.



OPMERKING

Om de TAiMA VENTUM correct te gebruiken, moet deze op uw lengte worden ingesteld. Deze instelling moet door een geschoold persoon worden uitgevoerd.



afb. 3

4.1 LOPEN MET DE ROLLATOR

Hier vindt u advies over veilig wandelen met uw TAI MA VENTUM:

1. Ga achter de rollator staan en pak de duw-handgrepen met beide handen vast.
2. Als u stevig staat, kunt u beide blokkeerremmen lossen (zie ook het hoofdstuk "Blokkeerremmen bedienen").
3. Nu kunt u gaan lopen.
4. Duw de rollator niet te ver voor u uit. Voor een goede ondersteuning moet de rollator dicht bij het lichaam blijven.
5. Beheers het tempo eventueel door beide remhendels licht en gelijkmatig in te knijpen (zie daartoe ook het hoofdstuk "Bedrijfsremmen bedienen").
6. Loop rechtop en kijk vooruit, zodat u hindernissen op tijd waarneemt en er omheen kunt rijden.
7. Gebruik de rem op afdalingen (trek de remhendels naar boven) en gebruik de rollator niet op te steile wegen.
8. Loop nooit achteruit met de rollator.



WAARSCHUWING

Belangrijke opmerkingen! De hier beschreven punten zijn van belang voor de veiligheid! _

4.2 KANTELHULP GEBRUIKEN


Door de rollator enigszins te kantelen, kunt u stoepranden en andere hindernissen gemakkelijker overwinnen. Hiervoor is bij de TAIMA VENTUM aan beide zijden een kantelhulp gemonteerd.

1. Let erop dat u stevig staat.
2. Duw met de voorvoet lichtjes op de kantelhulp (afb. 4). De voorwielen van de rollator worden daardoor iets opgetild.
3. Schuif de rollator op de hindernis, laat de voorwielen weer zakken en haal uw voet weer van de kantelhulp af.



WAARSCHUWING

Kantelgevaar! Houd er altijd rekening mee dat het bedienen van de kantelhulp uw evenwicht kan verstoren. Gebruik ze alleen als u stevig staat en de treden niet te hoog zijn. _____



afb. 4

4.3 BEDRIJFSREMMEN BEDIENEN


Hier leert u hoe u de remmen moet gebruiken tijdens het lopen (bedrijfsremmen). Dit kan nodig zijn als u bijvoorbeeld een lichte helling afloopt. Zo worden de wielen licht geremd en rolt de rollator niet van u weg.

1. Om de rollator tijdens het lopen gedoseerd te remmen, trekt u beide remhendels lichtjes en gelijkmatig omhoog (afb. 5).
2. Zodra u de remmen weer in hun neutrale stand zet, lopen de wielen weer vrij.



WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico! Gebruik de remmen tijdens het lopen altijd voorzichtig. Als u te hard op de rem, kunt u struikelen of uw evenwicht verliezen.



afb. 5

4.4 BLOKKEERREMMEN BEDIENEN

Ga als volgt te werk als u de rollator wilt "parkeren":


1. Duw de remhendels naar beneden om de remmen (blokkeerremmen) te blokkeren (afb. 6). Ze klikken hoorbaar vast.
2. Trek de remhendels weer omhoog om de remmen te lossen.



WAARSCHUWING

Vuurbronnen! Houd de rollator uit de buurt van vuurbronnen om ontsteking te voorkomen.

Veiligheidsrisico! Gebruik altijd de blokkeerrem wanneer u langere pauzes neemt of de rollator onbeheerd achterlaat.



afb. 6



WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar! Zorg ervoor dat u uw handen recht op de rem houdt als u de blokkeerrem van de rollator bedient om vastlopen te voorkomen.

4.5 REMMEN INSTELLEN

Op deze manier kunt u herkennen of de remmen correct zijn ingesteld:

- ▼ De remhendels en de remkabels mogen niet los zitten (er mag geen sprake zijn van 'speling').
- ▼ Als u de remhendels loslaat, moeten de wielen zonder sleepgeluiden kunnen draaien.
- ▼ Als het remeffect minder is geworden, kunt u de lengte van de remkabels zelf iets aanpassen. Ga daartoe als volgt te werk:


1. Aan de remmen van de achterwielen vindt u de stelschroeven voor de remkabels (1, afb. 7).
2. Door losdraaien (linksom) verhoogt u de spanning en vermindert u de afstand die de remhendel moet worden ingeknepen (2, afb. 7).
3. De schroef is vastgezet met een moer. Om te voorkomen dat de remkabels uit zichzelf losraken, moet u de borgmoer na het afstellen weer rechtsof vastdraaien (3, afb. 7).



WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico! Draai de schroef er nooit volledig uit, omdat de rem anders niet meer werkt.

Veiligheidsrisico! Neem contact op met uw zorgwinkel als de hier beschreven afstelling niet leidt tot een verbetering van de remwerking of als er problemen optreden tijdens het afstellen! Alleen zo kan het veilige gebruik van de rollator worden gegarandeerd.



afb. 7

4.6 ROLLATOR IN- EN UITKLAPPEN

De TAiMA VENTUM kan eenvoudig met één hand worden ingeklapt. In ingeklapte toestand kan de rollator zelfstandig blijven staan en plaatsbesparend worden opgeborgen.


U kunt de rollator met de lege standaardtas inklappen. Een gevulde standaard- of premiumtas moet voor het inklappen worden verwijderd (zie het hoofdstuk "Standaardtas" en "Premiumtas").

1. Ga tussen de duwhandgrepen staan en grijp onder de grijze trekband (1, afb. 8) om de inklapvergrendeling te ontgrendelen. Het trekkoord is het onderste dat plat tegen de zitting ligt.
2. Trek de trekband met de zitting omhoog (2, afb. 8).
3. Hierdoor komt de inklapvergrendeling (3, afb. 8) los en kan de rollator worden ingeklapt.
4. Om de inklapvergrendeling te gebruiken, dient u de twee zitbuizen zo ver mogelijk naar elkaar toe te drukken (1, afb. 9). Trek vervolgens de geribbelde hendel van de inklapborghaak omhoog zodat deze van zijn steun kan worden losgemaakt. Klik de inklapborghaak vast aan het contrastuk aan de andere zijde van de rollator (2, afb. 9) door de haak vast te klikken op de daarvoor bestemde pen (3, afb. 9).
5. Om de TAiMA VENTUM uit te klappen, moet u de inklapborghaak losmaken van het contrastuk (4, afb. 9) door de geribbelde hendel te bedienen.
6. Duw vervolgens beide zitbuizen met uw handen omlaag totdat de inklapvergrendeling vastklikt. U hoort een duidelijk "klikgeluid" (zie ook het hoofdstuk "Rollator opstellen / uitklappen").
7. Zet de inklapborghaak terug in zijn oorspronkelijke positie door de haak op de zitbuis te drukken tot hij hoorbaar vastklikt. Dit betekent dat de haak niet meer los kan raken wanneer de rollator in gebruik is.




WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar! Pas bij het bedienen van de inklapvergrendeling en bij het uit- en inklappen van de rollator op uw handen, vingers en kledingstukken! _____



afb. 8



afb. 9

4.7 ROLLATOR DRAGEN

U kunt de rollator zowel ingeklapt als uitgeklaapt dragen. Als u de TAIiMA VENTUM uitgeklaapt wilt dragen, kan dat bijvoorbeeld met behulp van de draagriem:


1. Til de rollator op aan de draagriem (bovenste, brede draagriem / 1, afb. 10) van de zittingbespanning.
2. U kunt hem nu over een korte afstand dragen zonder dat de inklapvergrendeling losraakt.



WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico! Om vallen te voorkomen, dient u de TAIiMA VENTUM alleen op te tillen als u veilig staat en als deze niet zwaar beladen is.

Let op! Gebruik alleen de bovenste draagriem om te dragen. Door de onderste trekband (grijs) aan te trekken, wordt de inklapvergrendeling vrijgegeven.



afb. 10

4.8 TRANSPORT

Als het noodzakelijk is om het product te transporteren, adviseren wij om de rollator in te klappen. Verpak het product zodanig, dat het stevig staat en er geen gevaar kan ontstaan door plotselinge en gevaarlijke bewegingen van het transportmiddel. Als u het product moet dragen, adviseren wij de rollator in uitgeklaapte toestand aan de draagriem van de zittingbespanning op te tillen.

- ▼ Volg de instructies op in het hoofdstuk "Rollator in- en uitklappen" en "Rollator dragen".
- ▼ Verpak de rollator voor verzending zorgvuldig in een kartonnen doos. Als u trapeze dozen gebruikt, zorg er dan voor dat u ze op de juiste manier plaatst, d.w.z. met de rechte lange zijde naar beneden.
- ▼ Informeer vooraf naar de voorwaarden van het transportbedrijf voor transport per vliegtuig of trein.

4.9 STANDAARTAS (STANDAARD MEEGELEVERD)

De standaard tas is goedgekeurd voor het transporteren van voorwerpen tot maximaal 5 kg. Deze heeft een magnetische tashaak en een reflecterend logo op de voorkant.


1. Om de tas vast te haken, moet u de grote handgrepen van de lange zijden vastpakken (1, afb. 11). Een andere mogelijkheid is dat u twee kleine binnenliggende grepen pakt en die gebruikt om de tas vast te haken.
2. Let erop dat de kant van de tas met het reflecterende in de rijrichting wijst.
3. Houd de magneten van de zijkanten van de tas dicht bij hun magnetische contrastukken op de rollator zodat ze vastklikken (2, afb. 11). Haak de tas indien mogelijk van onderaf aan de tashaak. Als de magneten goed vastklikken, hoort u een duidelijk klikgeluid.
4. Controleer voordat u de tas vult of deze goed is vastgehaakt.



WAARSCHUWING

Vuurbronnen! Houd de rollator uit de buurt van vuurbronnen om ontsteking te voorkomen.

Kantelgevaar! Vul de standaardtas nooit met meer dan het goedgekeurde maximale gewicht van 5 kg, omdat de rollator anders kan kantelen.



afb. 11

5. Om de tas los te maken, moet u de twee grote handgrepen vastpakken en de tas omhoog uit de tashaak trekken. U kunt ook de kleine grepen aan de zijkant gebruiken om de tas los te trekken.



OPMERKING

Pacemaker: Voor gebruikers met een pacemaker gelden dezelfde regels bij het hanteren van de standaardtas als voor alle conventionele tassen met magneetsluitingen. Neem de gebruikshandleiding en veiligheidsinstructies van uw pacemaker in acht.

Positie reflector: Let erop dat u de tas altijd correct vasthaakt. Het logo moet in rijrichting wijzen.

Slingeren van de tas: De tas kan in de rijrichting lichtjes heen en weer slingeren. Dit komt door het ronde draaipunt van de tashaak en is ongevaarlijk.

4.10 PREMIUMTAS (OPTIONEEL)

De premiumtas is goedgekeurd voor het transporteren van voorwerpen tot maximaal 5 kg.

Het bevestigen en losmaken van de premiumtas gaat op precies dezelfde manier als bij de standaardtas.

1. Om de tas vast te haken, moet u de grote handgrepen van de lange zijden vastpakken. Een andere mogelijkheid is dat u twee grepen aan de zijkant pakt en die gebruikt om de tas vast te haken.
2. Let erop dat de rechte zijde met de reflecterende ritssluiting naar voren wijst.



WAARSCHUWING

Vuurbronnen! Houd de rollator uit de buurt van vuurbronnen om ontsteking te voorkomen.

Kantelgevaar! Vul de premiumtas nooit met meer dan het goedgekeurde maximale gewicht van 5 kg, omdat de rollator anders kan kantelen.

3. Houd de magneten van de zijkanten van de tas dicht bij hun magnetische contrastukken op de rollator zodat ze vastklikken. Haak de tas indien mogelijk van onderaf aan de tashaak. Als de magneten goed vastklikken, hoort u een duidelijk klikgeluid.
4. Controleer voordat u de tas vult of deze goed is vastgehaakt.
5. Om de tas los te maken, moet u de twee grote handgrepen vastpakken en de tas omhoog uit de tashaak trekken. U kunt ook de kleine grepen aan de zijkant gebruiken om de tas los te trekken.
6. Als u de schouderband niet gebruikt, kunt u de twee flappen aan de zijkant opbergen in de open vakken aan de bovenkant van de tas.

De premiumtas heeft de volgende extra functies:

- ▼ Opbergvakken binnenin, sommige met ritsluiting, voor kleinere voorwerpen
- ▼ Open opbergvakken aan de achterkant voor voorwerpen onder handbereik
- ▼ Ritsluiting met "trekhulp" op het grote vak om de inhoud van uw tas veilig op te bergen
- ▼ Gewatteerde schouderband in lengte instelbaar
- ▼ Reflecterend logo aan de voorkant
- ▼ Hoogwaardig, sterk textiel

4.11 RUGGORDEL (OPTIONEEL)

Dankzij de ruggordel (afb. 12, volgende pagina) kunt u veilig plaatsnemen en wordt u geholpen bij het vinden van de juiste positie op de zitting van de TAIiMA VENTUM.

Aan de buitenkant zijn reflecterende letters (TAiMA) aangebracht en de binnenkant is gewatteerd. De ruggordel is in hoogte en diepte instelbaar op de behoeften van de gebruiker.

Hierna is de correcte montage beschreven. Neem daarvoor contact op met uw zorgwinkel:

1. De ruggordel wordt met de schroeven van de remhendels aan de duwhandgrepen gemonteerd.
2. Draai eerst beide schroeven van de remhendelbevestiging los (1, afb. 12).
3. Nu kunt u de achterste ruggordelhouder (2, afb. 12) erop zetten met de twee bijbehorende gaten.
4. Het kunststof element kan omhoog (3, afb. 12) of omlaag (4, afb. 12) gericht zijn. Zo kunt u voor de rughoogte kiezen uit twee posities.

5. Nadat u de ruggordel op de gewenste manier hebt uitgelijnd, kunt u deze vastzetten met de twee schroeven (1, afb. 12). Draai de vleugelbouten goed vast!
6. De diepte van de ruggordel kan in twee standen worden ingesteld. Draai hiervoor de schroeven los waarmee de ruggordel en de ruggordelhouders aan elkaar vastzitten (5, afb. 12). De diepte varieert afhankelijk van het gat dat u selecteert.
7. Plaats de schroeven vervolgens terug en draai ze weer vast. Zorg ervoor dat u het juiste paar gaten gebruikt (de voorste of achterste gaten van de ruggordel).



WAARSCHUWING


Vuurbronnen! Houd de ruggordel uit de buurt van vuurbronnen om ontsteking te voorkomen.

Kantelgevaar! Let erop dat de remmen zijn vergrendeld voordat u plaatsneemt en dat de kantelstabiliteit door het leunen tegen de ruggordel minder wordt. _____



OPMERKING

De zitting is alleen bedoeld voor korte zitperiodes, als u bijvoorbeeld tijdens een wandeling een kleine pauze wilt nemen. Voor langere pauzes adviseren wij u om een gebruikelijke zitgelegenheid op te zoeken. _____




afb. 12

4.12 WANDELSTOKHOUDER (STANDAARD)

De wandelstokhouder is rechts aan uw TAIiMA VENTUM gemonteerd.

1. Als u de wandelstok op de rollator wilt bevestigen, plaatst u eerst het rubberen voetje van de wandelstok in het onderste deel van de wandelstokhouder (1, afb. 13).
2. Klik daarna met weinig druk de stok in de bovenste klem van de wandelstokhouder (2, afb. 13).

Als het voor u handiger is om de wandelstok aan de linkerkant te plaatsen, kunnen het onderste en bovenste deel van de wandelstokhouder worden losgemaakt en aan de andere kant worden aangebracht. Neem voor het monteren contact op met zorgwinkel.



afb. 13

4.13 TABLET (OPTIONEEL)

Het tablet is bedoeld voor het transporteren van kleine voorwerpen tot max. 5 kg en uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

1. Zet pas iets op het tablet als dat op de rollator is aangebracht.
2. Om het tablet op de rollator aan te brengen, moet u er bij de korte zijden vastpakken (1, afb. 14, volgende pagina).



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar! Transporteer geen hete voorwerpen of dranken op het tafelblad. U zou zich bij eventueel omvallen van de lading kunnen verbranden.

Valgevaar! Transporteer alleen voorwerpen die stevig op het tablet liggen of staan om te voorkomen dat ze vallen.


3. Plaats het tablet zodanig op de zittingbespanning dat de vier pinnen aan de onderkant van het tablet in de daarvoor bestemde gaten in de zittingbespanning vallen (2, afb. 14).
4. Nu kunt u het tablet voorzichtig beladen en de rollator voorzichtig duwen.



WAARSCHUWING

Valgevaar! Duw altijd bijzonder voorzichtig tegen de rollator als er voorwerpen op het tablet liggen. Bij schokkerige bewegingen kunnen de voorwerpen omvallen of op de grond vallen.

Veiligheidsrisico! Alleen een leeg tablet op de rollator plaatsen of ervanaf halen. _



afb. 14

4.14 EÉNHANDSREM (OPTIONEEL)

Als u in een hand niet genoeg kracht hebt om de remmen veilig te kunnen bedienen, dan kan de rollator worden uitgerust met een éénhandsrem. Het ombouwen van de rollator moet door uw zorgwinkel worden gedaan.

Voor deze uitvoering gelden dezelfde gebruiks-, onderhouds- en veiligheidsinstructies als voor de uitvoering met remhendels aan beide duwhandgrepen.



OPMERKING

Voorwaarde voor het uitrusten van uw rollator met een éénhandsrem is dat u over voldoende kracht beschikt in de hand waarmee u gaat remmen. Alleen zo kunt u de rollator veilig gebruiken. _____

4.15 VERLENGDE DUWHANDGREPEN (OPTIONEEL)

De TAIiMA VENTUM kan worden voorzien van verlengde duwhandgrepen. Deze worden toegepast als u vanwege uw lichaamsafmeting tijdens het duwen van de rollator niet rechtop kunt lopen.

Neem voor het monteren contact op met uw zorgwinkel.

Ga voor de exacte hoogte-instelling van de duwhandgrepen, het gebruik en instelling van de remmen op dezelfde wijze te werk als bij de conventionele duwhandgrepen. Lees hiervoor de hoofdstukken "Greephoogte instellen", "Bedrijfsremmen bedienen", "Blokkeerremmen bedienen" en "Remmen instellen".



WAARSCHUWING

Kantelgevaar! Door de verlengde duwhandgrepen te monteren kan de kantelstabiliteit van uw rollator verslechteren!

Veiligheidsrisico! Neem voor het monteren van de verlengde duwhandgrepen contact op met uw zorgwinkel omdat een veilig gebruik alleen bij een deskundige montage is gegarandeerd.

4.16 PARAPLU (OPTIONEEL)

Uw TAIiMA VENTUM kan worden uitgerust met een scherm, dat tevens dienst kan doen als paraplu en zonnescerm.

Het monteren staat beschreven in een aparte gebruikshandleiding, die bij het scherm is meegeleverd. Laat het scherm door een zorgwinkel monteren en vraag naar de gebruikshandleiding.



WAARSCHUWING

Kantelgevaar! Het monteren van een scherm kan de kantelstabiliteit van de rollator verminderen!

Veiligheidsrisico! Neem alle gebruiks- en veiligheidsinstructies in de aparte gebruikshandleiding van het scherm in acht!

4.17 ACCESSOIRES EN HULPSTUKKEN VAN ANDERE FABRIKANTEN

In het algemeen geldt dat alleen originele accessoires van DIETZ GmbH mogen worden gebruikt. Als er producten van andere fabrikanten op het product moeten worden gemonteerd, gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product over op degene die het accessoire of het hulpstuk heeft gemonteerd of de wijziging doorvoert. De conformiteit van de combinatie van accessoire/hulpstuk en product moet dan opnieuw worden bevestigd door degene die de montage of de wijziging uitvoert. De door DIETZ GmbH conform MDR 2017/745, bijlage II, verklaarde conformiteit vervalt.



WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico: De veiligheid van het product kan niet worden gegarandeerd als er hulpstukken of accessoires worden gebruikt of wijzigingen worden doorgevoerd die niet door DIETZ GmbH worden gedistribueerd. Indien accessoires of hulpstukken zijn gemonteerd of wijzigingen aan het product worden aangebracht, moeten de veiligheidsinstructies in de gebruikshandleiding van de accessoires of hulpstukken altijd in acht worden genomen. _____

5.1 AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Aanduiding		Eenheid	TAiMA VENTUM
Lengte / Breedte / Hoogte		mm	680 / 625 / 950
Lengte / Breedte / Hoogte ingeklapt		mm	680 / 240 / 840
Zithoogte / Zittingbreedte / Zitdiepte		mm	610 / 420 / 200
Totale hoogte min./max.		mm	775 / 950
Greephoogte, verstelbaar		mm	7 standen × 25
Greep afstand		mm	420
Draai breedte		mm	880
Wielmaat		mm	220 x 32
Kantelstabiliteit conform EN ISO 11199-2	voorwaarts	°	> 15
	achterwaarts	°	> 7
	zijwaarts	°	> 3,5
Gewicht zonder / met opties		kg	7,7 / 8,2
Maximum gebruikersgewicht incl. bijlading		kg	150
Max. Belastbaarheid opties		kg	Tablet: 5 Standaardtas: 5 Premiumtas: 5
Aanbevolen lichaamslengte		m	1,60 – 1,85

5.2 PRODUCTCONTROLES

Norm	
EN ISO 11199-2	beproeft zijn de normen voor technische loophulpmiddelen die met beide armen worden bediend, rollators
ISO 10993-5	gecontroleerd op toxiciteit in het materiaal

5.3 MEER INFORMATIE

Model (kleurspecificaties)	amarena	kasjmier
Artikelnummer	200165	200166
HMV-nr.	10.50.04.1264	
Omgevingstemperatuur bij gebruik (complete rollator met Dietz opties)	+10 °C tot +40 °C	
Omgevingsvoorwaarden bij opslag (complete rollator met Dietz opties)	0 °C tot +45 °C // 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid	

5.4 MATERIAAL / KLEUREN

Onderdeel	Kleur	Materiaal
Frame	amarena kasjmier	Aluminium (Al), gelakt
Wielen	zwart	Velg: Polypropyleen (PP) + 20% glasvezel (GF) Banden: Polyurethaan (PUR)
Remhendels	zwart	Polyamide (PA) + 30% glasvezel (GF)
Handgrepen	zwart	Thermoplastische elastomeren (TPR)
Zittingbespanning	zwart	100% polyester (PES) + polyvinylchloride (PVC) coating
Standaardtas	amarena / zwart kasjmier / zwart zwart	100% polyester (PES) + polyvinylchloridecoating (PVC)
Premiumtas	zwart / label amarena zwart / label kasjmier	100% polyester (PES) + polyurethaan (PU) coating
Ruggordel	amarena kasjmier zwart	100% polyester (PES) + polyvinylchloride (PVC) coating

Opmerking: Alle gebruikte metalen zijn corrosiebestendig.


5.5 PRODUCTKENMERKING

Type- en waarschuwingsplaatjes op het product moeten leesbaar blijven. Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes direct door uw specialist vervangen. Het serienummer, dat een product eenduidig identificeert, bevindt zich op het typeplaatje onder de zitting. Dit mag niet worden verwijderd.

Bij producten met de onderstaande kenmerking betreft het een op maat gemaakt product.

Producten op maat zijn producten die speciaal voor een specifieke gebruiker zijn vervaardigd. In dat geval wijken het typeplaatje, de waarschuwingen en eventueel het gebruiksdoel af. De aanvullende documentatie moet in acht worden genomen!

**SONDERANFERTIGUNG
CUSTOM-MADE DEVICE**



	Handelsmerk
	TYP = model
	REF = artikelnummer
	SN = serienummer
	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI/GTIN (10) charge-/partijnummer (11) productiedatum (JJMMDD) (21) serienummer
	Fabrikant/fabrikantsymbool/ contactadres
	Maximum gebruikersgewicht incl. bijlading
	Productiedatum (JJJJ-MM-DD)
	Totale breedte rollator
	Totale hoogte (min. – max.) Rollator
	De rollator kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt.
	Neem de gebruikshandleiding in acht
	Medical Device/medisch hulpmiddel
	Dit product voldoet aan EU- verordening EU 2017/745 voor medische hulpmiddelen

6.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem bij het gebruik van uw product altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht om vallen, gevaarlijke situaties en schade aan het product te voorkomen:



WAARSCHUWING

Veiligheidsinstructies: Volg alle veiligheidsinstructies op, anders kan er letselgevaar ontstaan!

- ▼ Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u de rollator gaat gebruiken!
- ▼ De rollator mag alleen op een vaste en vlakke ondergrond worden gebruikt!
- ▼ Gebruik de bedrijfsrem op wegen die omlaag lopen (trek de remhendels gedoseerd omhoog).
- ▼ De rollator moet stevig op alle vier wielen staan.
- ▼ Controleer telkens vóór gebruik van de rollator of alle gemonteerde onderdelen goed vastzitten, of de remmen werken en of de rollator volledig is uitgeklaapt en in deze positie is vastgezet.
- ▼ Blokkeer altijd beide blokkeerremmen voordat u op de zitting van de rollator gaat zitten.
- ▼ De zitting van de rollator is alleen bedoeld voor korte zitperioden, bijvoorbeeld voor een korte pauze tijdens een wandeling.
- ▼ De ruggordel van de rollator is geen rugleuning, maar dient om het plaatsnemen op de zitting te vergemakkelijken.
- ▼ Let op: bij een evenwichtsverschuiving als gevolg van lichaamsbewegingen kan het kantelrisico van de rollator groter worden. Let er daarom altijd op dat u de belasting op de rollator gelijkmatig verdeeld.
- ▼ Hang geen tassen aan de handgrepen of aan andere delen van de rollator, omdat hierdoor het kantelrisico groter wordt.
- ▼ Pas bij het uit- en inklappen van de rollator op uw handen, vingers en kledingstukken! Er is beknellingsgevaar!
- ▼ Overschrijd nooit de maximale belasting van 150 kg voor gebruiker incl. bijlading.
- ▼ Stel de rollator niet langdurig bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of lage temperaturen, omdat onderdelen van het product (bijv. frame of handgrepen) zeer heet ($> 41\text{ °C}$) of zeer koud ($< 0\text{ °C}$) kunnen worden en daardoor verwondingen aan de huid kunnen ontstaan.
- ▼ Zorg ervoor dat de rollator nooit in de directe omgeving van nooduitgangen en vluchtwegen geplaatst wordt en deze blokkeert.
- ▼ Gebruik de rollator nooit onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht of reactievermogen kunnen beïnvloeden.
- ▼ Gebruik de rollator uitsluitend voor het beschreven doel.

- ▼ Rijd de rollator niet ongeremd tegen obstakels zoals traptreden of randen. Kinderen mogen niet met de rollator spelen; de rollator mag niet in strijd met het gebruiksdoel worden gebruikt.
- ▼ Als u op de rollator zit, mag u deze niet met uw voeten voortbewegen en mag u niet door andere personen worden geduwd. Hierdoor ontstaat letselgevaar en kan het product beschadigd raken.
- ▼ Houd u op de openbare weg aan de verkeersregels.
- ▼ Draag indien mogelijk lichte, opvallende kleding en let erop dat de reflectoren onbeschadigd en goed zichtbaar zijn.
- ▼ Gebruik de rollator in het openbaar vervoer of in andere voertuigen nooit als zitgelegenheid. Anders levert dat een verhoogd valgevaar op.
- ▼ Rij de rollator nooit op een roltrap, omdat daar een verhoogd valgevaar bestaat.
- ▼ Trappen mogen alleen met ondersteuning van een begeleider worden betreden, voor zover er geen lift of hellingbanen aanwezig zijn.
- ▼ De lagers in de wielen kunnen beschadigd raken door inwerking van zand, zeewater of strooizout. Reinig de rollator grondig (zie het hoofdstuk "Reiniging"), als deze aan dergelijke invloeden is blootgesteld.
- ▼ Rails en dergelijke obstakels moet u, als u deze niet kunt ontwijken, altijd in een rechte hoek (90°) oversteken.
- ▼ De rollator mag niet worden gebruikt als opstaphulp, transporthulp voor zware lasten of voor vergelijkbare doeleinden. De standaard- resp. premiumtas en het tablet mogen worden gebruikt om kleine voorwerpen tot max. 5 kg te transporteren.
- ▼ Klim nooit op de rollator en gebruik hem nooit als klimhulpmiddel of iets dergelijks.
- ▼ Als u een functiebeperking bij uw rollator vaststelt, breng deze dan onmiddellijk voor reparatie naar de zorgwinkel.
- ▼ Voorafgaand aan de ingebruikneming na opslag langer dan een jaar moeten alle in het onderhoudsschema vereiste inspecties worden uitgevoerd.
- ▼ Ga om hygiënische redenen niet ongekleed op de rollator zitten.
- ▼ Houd de rollator uit de buurt van potentiële warmte- en vuurbronnen om ontsteking te voorkomen.
- ▼ Ernstige incidenten in samenhang met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.
- ▼ Raadpleeg onmiddellijk een arts bij roodheid, prikkelingen of huidirritaties door het gebruik van het product.

7.1 ONDERHOUD

Om een veilig gebruik van het product te kunnen garanderen, adviseren wij om de controles volgens het onderhoudsschema regelmatig uit te voeren.

Als het product onvoldoende is verzorgd of onderhouden of verwaarloosd is, leidt dit tot beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsschema geeft geen informatie over de daadwerkelijk benodigde werkzaamheden aan het product.



OPMERKING

Als gebruiker bent u de eerste die mogelijke schade kan opmerken. Als u een defect zoals is genoemd in het onderhoudsschema, of eventuele andere defecten of functiebeperkingen vaststelt, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met een geautoriseerde specialist. _____



WAARSCHUWING

Om de bedrijfsveiligheid van het product te behouden, mogen reparaties aan het product uitsluitend door de zorgwinkel en met gebruik van originele vervangende onderdelen van DIETZ worden uitgevoerd. De bijpassende catalogus met reserveonderdelen vindt u op onze website bij de informatie over uw product. _____



OPMERKING



De volgens het onderhoudsschema vereiste inspecties en maatregelen dienen door de gebruiker of de begeleider te worden uitgevoerd, tenzij anders is aangegeven. _____




OPMERKING VOOR DE ERKENDE SPECIALIST

Als de gebruiker afwijkingen aan het product vaststelt, controleer dan alle inspectiepunten die in het onderhoudsschema zijn opgenomen. De controles moeten ook voor elk gebruik en na langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd. _____

7.2 ONDERHOUDSSCHEMA

Te controleren	Omschrijving	maandelijks voor gebruik
Remmen / blokkeerremmen: Functie	<ul style="list-style-type: none"> • Bij omlaag gedrukte / vergrendelde remhendels (blokkeerrem) of volledig aangetrokken remhendels (bedrijfsrem) mogen de achterwielen niet draaien. • Als de remhendel in de neutrale stand staan, moeten de wielen probleemloos en geruisloos kunnen draaien. • De remhendels moeten intact zijn. • De contraoer van de stelbout onder aan de rem moet altijd vastgedraaid zijn.  De remmen moeten opnieuw worden ingesteld als de remkabels of de achterwielen zijn vervangen. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door een zorgwinkel worden uitgevoerd.	x
Duwhandgrepen: Stabiliteit	<ul style="list-style-type: none"> • De borgschroeven waarmee de duwhandgrepen in hoogte versteld kunnen worden, moeten goed vergrendeld kunnen worden. • De duwhandgrepen mogen niet wiebelen. 	x
Inklapvergrendeling, Inklapmechanisme en inklapborghaak: Functie en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • De beide framedelen moeten zonder problemen in elkaar en uit elkaar geschoven kunnen worden. • De inklapborghaak moet intact zijn en probleemloos over het contrastuk gestulpt kunnen worden. • In uitgeklapte toestand moet de inklapvergrendeling bij het uitelkaardrukken of bij het omlaagdrukken van de zitbuizen vastklikken. • De grijze gordel waarmee de inklapvergrendeling ontgrendeld kan worden, moet intact zijn en probleemloos omhoog getrokken kunnen worden en daarbij de inklapvergrendeling ontgrendelen. 	x
Schroef- en nietverbindingen: stevig vastzitten	<ul style="list-style-type: none"> • Alle schroef- en nietverbindingen moeten vastzitten.  Zelfborgende moeren en schroeven verliezen hun effectiviteit na herhaaldelijk los- en vastschroeven. Daarom moeten deze door een zorgwinkel worden vervangen als deze los blijken te zitten.	x
Zwenk- en loopwielen: Gangbaarheid, functie en beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • De wielen moeten in een rechte lijn lopen en mogen niet wiebelen. • De wielen moeten tijdens het rijden licht en geluidloos bewegen. • De wielen mogen geen beschadigingen vertonen. • Reinig de wielen als er zich pluizen of vuil in de wielnaven bevinden. • De wioldoppen van de achterwielen moeten aanwezig zijn. 	x

Te controleren	Omschrijving	maandelijks voor gebruik 	
Duwhandgrepen: Stabiliteit & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • De handgrepen en remhendels moeten goed vastzitten. • De duwhandgrepen mogen geen uiterlijke beschadigingen/verbuigingen vertonen en mogen niet wiebelen. • De borgschroeven voor de hoogteverstelling moeten aan beide zijden aanwezig zijn en ze moeten vastgedraaid kunnen worden. • De duwhandgrepen moeten probleemloos in de hoogte versteld kunnen worden en daarbij in de gemarkeerde standen vastklikken. 		x
Frame, volledig: Functie & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • Op de beide framedelen en de kruisverstevingen mogen geen beschadigingen of scheuren zichtbaar zijn. • Functie- en oppervlakteschade moet worden gerepareerd. 		x
Zitting: Vervuiling & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • De zittingbespanning moet vast in de zijrails zitten. • Reinig een vuile zitting overeenkomstig de reinigingsinstructies. • Bij beschadigingen moet de zitting worden vervangen. 	x	
Standaard- en premiumtas: Vervuiling & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de tas vervangen als deze beschadigd is. • Reinig een vuile tas overeenkomstig de reinigingsinstructies. • De magnetische tashaak aan de tas en de rollator moet vastzitten en probleemloos werken. 	x	
Wandelstokhouder: Vervuiling & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • Het bovenste en onderste deel van de wandelstokhouder moeten onbeschadigd zijn. • De wandelstokhouder moet op de juiste positie vast aan de rollator zijn bevestigd. • De wandelstok moet probleemloos in de wandelstokhouder gezet kunnen worden. • Reinig een vuile wandelstokhouder overeenkomstig de reinigingsinstructies. 	x	
Ruggordel: Vervuiling & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • De ruggordel moet vast aan de duwhandgrepen zijn vastgeschroefd. • De ruggordel moet onbeschadigd zijn. • Reinig een vuile ruggordel overeenkomstig de reinigingsinstructies. 	x	
Tablet: Vervuiling & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • Het tablet moet onbeschadigd zijn. In het bijzonder de vier positioneringspennen aan de onderzijde moeten intact zijn. • Reinig een vuil tablet overeenkomstig de reinigingsinstructies. 	x	
Scherf: Vervuiling & beschadigingen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig het scherm stevig aan de rollator volgens de instructies in de aparte gebruikshandleiding. • Bij vervuiling moet u het scherm reinigen overeenkomstig de reinigingsinstructies. 	x	
Typeplaatje	<ul style="list-style-type: none"> • Alle informatie op het typeplaatje moet duidelijk leesbaar zijn. 		x
Reflectoren	<ul style="list-style-type: none"> • Alle reflectoren (vastgeschroefde kunststof reflectoren en reflecterende stickers) moeten aanwezig en intact zijn. 	x	

Te controleren	Omschrijving	maandlijks voor gebruik	
Visuele controle: losse onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	 Als dergelijke schade wordt vastgesteld, mag de rollator niet meer worden gebruikt, omdat een veilig rijgedrag niet meer is gegarandeerd!		x
Het complete product: Controleren op vervuiling	Afhankelijk van de vervuilingsgraad, maar ten minste maandelijks, moet de gehele rollator worden gereinigd (zie het hoofdstuk "Reiniging").		x

7.3 STORINGEN ZOEKEN EN VERHELPEN

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
Het product loopt niet rechtuit.	<ul style="list-style-type: none"> De wiellagers zijn defect of de wielophangingen zitten niet meer goed vast. 	Neem contact op met een zorgwinkel
Het product loopt zwaar.	<ul style="list-style-type: none"> De wielassen/wielnaven zijn vervuild. 	Verwijder het vuil
	<ul style="list-style-type: none"> De remmen zijn niet goed ingesteld. De wiellagers zijn defect of de wielophangingen zitten niet meer goed vast. 	Neem contact op met een zorgwinkel
De remfunctie is onvoldoende of ongelijkmatig.	<ul style="list-style-type: none"> De remmen zijn onjuist ingesteld of de remblokken zijn versleten. 	Neem contact op met een zorgwinkel
De zittingbespanning zit niet meer strak of is niet vast met de rollator verbonden.	<ul style="list-style-type: none"> De rollator is niet volledig uitgeklapd. 	Klap de rollator volledig uit en klik de inklapvergrendeling vast
	<ul style="list-style-type: none"> De zittingbespanning is niet correct in de zijrails vastgezet of is defect. 	Neem contact op met een zorgwinkel
	<ul style="list-style-type: none"> De kruisversteving of het inklapmechanisme is defect. 	

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
Het product biedt onvoldoende steun of staat niet stabiel.	<ul style="list-style-type: none"> De duwhandgrepen zijn onjuist vastgezet of niet goed op de gebruiker ingesteld. 	Controleer de hoogte van de duwhandgrepen Controleer of de borgschroeven van de duwhandgrepen goed zijn vastgedraaid
	<ul style="list-style-type: none"> De rollator is niet volledig uitgeklaapt en de inklapvergrendeling is niet vastgeklikt. 	Klap de rollator volledig uit en zorg ervoor dat de inklapvergrendeling vastklikt
	<ul style="list-style-type: none"> Het rollatorframe of de duwhandgrepen zijn beschadigd. 	Neem contact op met een zorgwinkel
Piepende en schurende geluiden	<ul style="list-style-type: none"> Diverse oorzaken 	Neem contact op met een zorgwinkel
De tas kan niet meer worden opgehangen.	<ul style="list-style-type: none"> De magnetische tas haak is defect of is losgeraakt. 	Neem contact op met een zorgwinkel
	<ul style="list-style-type: none"> Een deel van de magnetische tashaak is verloren gegaan. 	

7.4 REINIGING

Gebruik voor het reinigen van de TAIiMA VENTUM en de componenten ervan lauwwarm water met een mild schoonmaakmiddel (zonder oplosmiddelen en met een pH-waarde van 5-9).

Wis de rollator na het reinigen met schoon water af en wrijf hem droog met een doek. De wielen kunnen met een vochtige, zachte kunststof borstel schoon worden gemaakt (geen staalborstel gebruiken!).

De zittingbespanning, de ruggordel, de standaarden de premiumtas kunnen met een milde zeepoplossing tot 30 °C met de hand worden gewassen. Verwijder vuil en pluizen uit de wielnaven.

7.5 DESINFECTIE

Alle onderdelen grondig desinfecteren met een geschikt oppervlaktedesinfectiemiddel. Daarbij is het aan te raden onderdelen die vaak met handen of huid in aanraking komen zoals de zitting, handgrepen en remmen bijzonder zorgvuldig te desinfecteren.

De volgende desinfectiemiddelen zijn geschikt voor het materiaal:

- ▼ Desinfectie zonder aldehyde op basis van alcohol (max. 70% propylalcohol)

7.6 RECYCLING

Het product is gemaakt van aluminium en kunststof materialen die recyclebaar zijn, net als het verpakkingsmateriaal (karton). Als u het product niet meer nodig hebt, neem dan contact op met een zorgwinkel. Deze zal de rollator ophalen



WAARSCHUWING

Materiaalschade: Gebruik voor het reinigen geen hogedrukreiniger, geen agressieve of bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen.

Corrosiegevaar: Om corrosie te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle materialen na het reinigen volledig droog zijn. _____



WAARSCHUWING

Materiaalschade: Volg bij het desinfecteren de gebruikshandleidingen en de verwerkingsinstructies van de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen.

Infectiegevaar: Het product moet voor elke gebruikerswissel worden gedesinfecteerd. _____

en vakkundig afvoeren of geschikt maken voor hergebruik. Als dit niet mogelijk is, kunt u de rollator naar uw plaatselijke milieustraat brengen.

7.7 DOORGIFTE EN HERGEBRUIK

Uw product is geschikt om door te geven/opnieuw te gebruiken. Hoe vaak doorgifte mogelijk is, hangt af van de slijtagetoestand van het materiaal en de werking van het product. Vergeet niet bij het doorgeven van het product aan een nieuwe gebruiker of de zorgwinkel en het hergebruiken alle technische documentatie te overhandigen die nodig is voor een veilig gebruik.

Het product moet worden gereinigd, gedesinfecteerd en gecontroleerd op beschadigingen en goedgekeurd door een zorgwinkel voordat het wordt hergebruikt.

Daartoe moeten alle in het onderhoudsschema vermelde inspectiepunten op het product worden gecontroleerd.

7.8 OPSLAG

Als u het product wilt bewaren, zorg er dan voor dat het product droog is, beschermd wordt tegen sterk zonlicht en bewaard wordt bij een temperatuur van 0 °C tot +45 °C.

Beveilig de rollator tegen onbedoeld weggrollen. Gebruik de blokkeerremmen niet voor dit doel, omdat deze de banden langdurig kunnen beschadigen als ze geactiveerd worden.

Na een langere opslagduur (> 4 maanden) moeten bij een hergebruik alle in het onderhoudsschema genoemde inspectiepunten bij het product worden gecontroleerd.



WAARSCHUWING

Infectiegevaar: Het product moet voor elke gebruikerswissel worden gedesinfecteerd. Dit is belangrijk om kruisbesmetting te voorkomen.



OPMERKING

Als het product is gemarkeerd als een op maat gemaakt product, kan het niet worden doorgegeven of hergebruikt. _____



WAARSCHUWING

Bewaar het product niet in de buurt van een warmtebron en plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product.

8.1 GARANTIE

De garanties hebben betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de melding van de verzending, uiterlijk vanaf de levering.

Uitgesloten van de garantieverplichting zijn beschadigingen die zijn ontstaan door slijtage, opzet of onachtzame/oneigenlijke bediening/gebruik. Hetzelfde geldt bij gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, smeeroliën en vetten.

8.2 LEVENSDUUR

De te verwachten levensduur van het product bedraagt vijf jaar, uitgaande van dagelijks gebruik conform het gebruiksdoel. Voorwaarde hiervoor is dat de onderhouds- en

veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in deze gebruikshandleiding worden nageleefd. De indicatie over de levensduur is geen extra garantie.

8.3 AANSPRAKELIJKHEID

DIETZ GmbH aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de producten onder de voorgeschreven voorwaarden voor het voorgeschreven gebruiksdoel worden gebruikt. Wij raden aan om de producten zorgvuldig te onderhouden en te verzorgen zoals in de gebruikshandleiding is beschreven.

Voor schades veroorzaakt door (vervangende) onderdelen die niet door DIETZ GmbH zijn geautoriseerd, is DIETZ GmbH niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend door de zorgwinkel of door de fabrikant zelf worden uitgevoerd.



Productgroep: Rollators

Product: TAiMA VENTUM

Gebruikshandleiding versie 1.0 NL

Versie 2023-11 (LFI)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Duitsland

Tel.: +49 7248.9186-0

Fax: +49 7248.9186-86

info@dietz-group.de

www.dietz-group.de

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen en prijs- of productwijzigingen.
© DIETZ GmbH, Karlsbad, Duitsland
Verveelvoudiging, ook deels, uitsluitend met schriftelijke toestemming van
DIETZ GmbH, Karlsbad (Duitsland).



DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Duitsland