

<b>Dietz Duschstühle</b>	000223	Duschhocker 9402-A mit Armlehnen höhenverstellbar	<input type="checkbox"/>				
Checkliste Duschhocker	411223	Duschhocker 9402-A mit Armlehnen höhenverstellbar ohne Soft Pad	<input type="checkbox"/>				
Wareneingang (IQC)							
Seriennummer		Datum		Prüfer			
PO#		Prüfzeit		Unterschrift	i.A.		
<b>Kontrollpunkte</b>	<b>Inhalt</b>			<b>Ergebnis</b>		<b>Anmerkung</b>	
<b>Vollständigkeit und Sichtkontrolle</b>	1	Deklaration Kartonage + Rahmen: Seriennummer, Artikelnummer sind identisch und passend zum Produkt	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	2	Scanbarkeit Barcode: Art.-Nr. + Serial.-Nr. funktioniert einwandfrei	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	3	Die Verpackung ist einwandfrei	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	4	Verpackungstechnik in Ordnung	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
<b>Hauptrahmen</b>	1	Zustand des Rahmens ist einwandfrei	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	2	Bohrungen für die Schraubverbindungen sind vorhanden und passgenau	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	3	Keine störenden/ungewöhnliche Geräusche nach Zusammenbau (z.B. Schleifen, Quietschen etc.)	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	4	Führungsmanschetten und Füße sind vorhanden und einwandfrei	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	5	Keine Lackschäden und/oder Rost	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	6	Höhenverstellung der Teleskopfüße funktioniert einwandfrei	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
<b>Sitz</b>	1	Sitzfläche aus Kunststoff ist einwandfrei:	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
	2	000223: Das Softpad liegt bei und ist einwandfrei	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
<b>Anmerkungen</b>							